

Unitron Remote Plus app

Mode d'emploi – Remote Plus 5.2





Table des matières

Aperçu de l'application	3	Changement des programmes sur l'(les) instrument(s) auditif(s)..	10
Mise en service	3	Évaluations	11
Informations sur la compatibilité	3	Onglet Mode de vie	12
Intégration	4	Environnements d'écoute.....	12
Acceptation de l'avis de confidentialité de l'application	4	Temps de port moyen	12
Jumelage avec l'(les) instrument(s) auditif(s)	4	Compteur de pas	12
Activation de Rétroactions	4	Minutes actives	12
Sélection du mode de l'application	4	Onglet Dispositifs	13
Onglet Accueil – Mode Avancé	5	Contrôle des touches	13
Ajustement du volume de l'instrument auditif	5	Marche automatique	13
Diviser le volume	5	Adaptive Bluetooth ^{MD}	13
Activation des pré-réglages – Confort et clarté	5	Mes dispositifs.....	13
Changement des programmes sur l'(les) instrument(s) auditif(s) ..	5	Remote Adjust.....	15
Évaluations.....	6	Onglet Soutien	16
Programmes facultatifs.....	7	Plus d'onglets	17
Configuration du programme	8	Mode de l'application.....	17
Masqueur d'acouphènes	8	Apparence	17
Réglages du son.....	8	Rétroactions d'ensemble.....	17
Concentration du Micro.....	8	Centre de notifications	17
Amélioration de la Parole.....	8	Analyse	17
Réduction du Bruit	8	Mode Démo.....	17
Réglages de l'égaliseur	8	Renseignements légaux.....	17
Personnalisation du programme.....	9	Information sur la conformité	18
Onglet Accueil – Mode classique	10	Déclaration de conformité.....	18
Ajustement du volume de l'instrument auditif	10	Description des symboles.....	18
Diviser le volume	10	Renseignements de sécurité importants.....	19
Activation des pré-réglages – Confort et clarté	10		

Aperçu de l'application



Mise en service

L'application Unitron Remote Plus est une application développée par Sonova, un leader mondial en matière de solutions auditives. Lisez attentivement les directives de l'utilisateur, afin de bénéficier de toutes les possibilités qu'elle offre.


- ⓘ Ce guide d'utilisation décrit les fonctionnalités de l'application et la façon dont l'utilisateur peut s'en servir. Lisez-le attentivement avant de commencer à utiliser l'application.
- ⓘ Une formation supplémentaire n'est pas requise pour manipuler l'application.

Ce mode d'emploi s'applique à la version 5.2 de l'application Unitron Remote Plus et aux plus récentes sous-versions de l'application. Pour les versions antérieures du mode d'emploi de l'application, veuillez communiquer avec votre représentant local ou consulter le site Web www.unitron.com.

Informations sur la compatibilité


- ⚠ Les instruments auditifs Unitron avec la connectivité sans fil Bluetooth^{MD} sont requises pour utiliser l'application Unitron Remote Plus, qui peut être utilisée sur les dispositifs dotés de la fonctionnalité Bluetooth^{MD} Low-Energy (BT-LE) et est compatible avec iOS Version 15 ou plus récente. L'application Unitron Remote Plus peut être utilisée sur les dispositifs Android certifiés Google Mobile Services (GMS) prenant en charge le Bluetooth^{MD} 4.2 et Android OS 8.0 ou plus récent.
- ⓘ Certains téléphones émettent des sons de toucher et des tonalités de clavier, qui peuvent être diffusés vers l'(les) instrument(s) auditif(s). Pour éviter cela, accédez aux paramètres de votre téléphone, sélectionnez les sons et assurez-vous que tous les sons de toucher et toutes les tonalités de clavier sont désactivés.
- ⓘ Les fonctionnalités disponibles sur l'application Unitron Remote Plus varient selon les instruments auditifs connectés. Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles pour toutes les instruments auditifs.

La marque et les logos Bluetooth^{MD} sont des marques de commerce déposées appartenant à Bluetooth^{MD} SIG, Inc. Apple, le logo Apple, iPhone et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.



Accepter l'avis de confidentialité de l'application


Pour utiliser l'application Untron Remote Plus, vous devez accepter l'avis de confidentialité et l'analyse des données anonymes de l'usage de l'application.



Jumelage avec l'(les) instrument(s) auditif(s)


Détection de votre(vos) instrument(s) auditif(s). Si votre(vos) instrument(s) auditif(s) ont un compartiment à pile, redémarrez vos instruments auditifs en ouvrant et en fermant le compartiment à pile. Si votre(vos) instrument(s) auditif(s) n'en ont pas, éteignez premièrement chaque instrument auditif en appuyant sur la partie inférieure du bouton jusqu'à ce que la DEL tourne au rouge (4 secondes). Ensuite, allumez chaque instrument auditif en appuyant sur le même bouton jusqu'à ce que la DEL tourne au vert (2 secondes).

Afficher le "mode Démo" pour essayer l'application sans connecter vos instruments auditifs. Veuillez noter qu'aucune fonctionnalité de contrôle à distance n'est disponible dans ce mode.




Sélection de votre(vos) instrument(s) auditif(s).

Si plus d'un ensemble de dispositifs sont détectés par l'application, appuyez sur le bouton sur votre instrument auditif et le dispositif correspondant sera mis en surbrillance dans l'application.




Activation de Rétroactions

Rétroactions est activée par votre audioprothésiste et permet l'utilisation des fonctionnalités de Rétroactions, notamment Réglage à distance et Coach. Il est recommandé d'activer les notifications et d'autoriser l'accès à la localisation. Ces fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées à tout moment dans l'onglet **Plus**, sous Paramètres Rétroactions.



Sélection du mode Application

L'application offre deux modes sur l'écran Accueil : mode Avancé et Classique. Le mode Avancé est idéal pour les personnes qui veulent accéder aux fonctionnalités avancées et aux options de personnalisation. Le mode Classique est idéal pour les personnes qui veulent accéder aux fonctionnalités et aux options de base. Ce mode est recommandé pour les personnes qui préfèrent une expérience plus simple. Vous pouvez toujours modifier ces modes dans l'application dans l'onglet **Plus**, sous le mode Application.




Curseur de volume

Désactiver/activer le son

Ajustement du volume de l'instrument auditif

Déplacer le curseur droit ou gauche pour augmenter ou diminuer le volume de l'aide sur les deux oreilles.


Appuyez sur le bouton **Sourdine** (🔇) à gauche du curseur pour mettre en sourdine ou réactiver le volume des instruments auditifs.



Diviser le volume

Diviser le volume


Appuyez sur le bouton **Répartir le volume** (↔) pour contrôler le volume sur chaque instrument auditif séparément.



Joindre le volume

Joindre le volume


Appuyez sur le bouton **Joindre le volume** (→) pour fusionner les curseurs de volume.



Carrousel de programme

Activation des pré-réglages – Confort et clarté*

Pour le programme Automatique, vous pouvez sélectionner **Clarté**, **Confort** ou **Normal**. **Clarté** est disponible pour améliorer la parole, tandis que **Confort** est utilisé pour diminuer le bruit, afin d'améliorer le confort auditif global. **Clarté** et **Confort** sont mutuellement exclusifs et ne peuvent pas être à l'état "Activé" en même temps. **Normal** est le paramètre par défaut.




Changement des programmes sur l'(les) instrument(s) auditif(s)

Glissez vers la gauche et la droite sur le carrousel de programme pour voir tous les programmes disponibles. Lorsque vous arrêtez de glisser, le programme sélectionné (par ex., Restaurant) s'appliquera à votre(vos) instrument(s) auditif(s).


* Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par tous les modèles d'instrument auditif.

Évaluations


Si vous avez activé Rétroactions, vous pouvez partager des rétroactions sur votre expérience auditive avec votre clinicien. Si cette option est activée, vous verrez une icône avec un visage souriant au bas de l'écran Accueil.




1. Cliquez sur l'icône du sourire (😊).



2. Choisissez **positif** si vous êtes satisfait ou **négatif** si vous ne l'êtes pas.



3. Sélectionnez la situation qui correspond le plus à celle dans laquelle vous êtes présentement.




4. Affichez un résumé de votre rétroaction et ajoutez des commentaires (facultatif). Appuyez sur le bouton **Soumettre** pour soumettre votre rétroaction à votre audioprothésiste.


Programmes facultatifs

Sélectionnez à partir d'une liste de programmes pré-définis pour personnaliser les instruments auditifs pour une situation spécifique. Les programmes facultatifs disponibles varient selon le niveau de technologie de vos instruments auditifs.


- Restaurant
- Télévision
- Plein air
- Café
- Musique en direct
- 360 en voiture / Transport
- Réception




1. Allez à l'onglet **Accueil**.



2. Glissez vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous voyez l'icône/image Gérer les programmes. Cliquez sur le bouton **Gérer les programmes**.




3. Pour ajouter rapidement un programme facultatif, cliquez sur le **signe plus (+)**.



4. Cliquez sur le **signe moins (-)** pour retirer le programme facultatif de la liste de programmes.


5. Cliquez sur la **vignette du programme** pour le prévisualiser.



6. Cliquez sur la **vignette du programme** vous dirigera vers l'écran de prévisualisation du programme. Cet écran apparaîtra. Modifiez les paramètres et cliquez sur **Enregistrer** pour ajouter le programme facultatif à la liste de programmes.

Configuration du programme

Des ajustements supplémentaires peuvent être disponibles selon le programme actuellement sélectionné, la configuration de votre instrument auditif et vos sources audio connectées.




Masqueur d'acouphène


Si votre professionnel d'instrument auditif a activé le masqueur d'acouphènes, vous aurez l'option d'ajuster le volume du bruit de masquage.

Balance

Si vous utilisez un appareil de diffusion externe, (par ex., connecteur de TV, musique) vous pouvez ajuster la concentration pour entendre d'avantage le signal diffusé ou alternativement d'avantage l'environnement environnant.

Paramètres du programme

Vous pouvez accéder à des paramètres supplémentaires directement sur votre écran Accueil en appuyant sur le bouton () des **fonctionnalités avancées** dans le coin supérieur droit de la vignette de votre programme pour obtenir les paramètres plus avancés.




Paramètres sonores

Vous pouvez ajuster le contrôle **Focus Mic** pour vous concentrer plus sur les sons provenant de l'avant ou écouter tout autour de vous.

Le contrôle **Amélioration de la parole** vous permet d'améliorer ou de réduire la parole au niveau de confort désiré.

Le contrôle **Réduction du bruit** vous permet d'augmenter ou de diminuer le niveau de bruit au niveau de confort désiré.




Paramètres de l'égaliseur


Ici, vous pouvez modifier les paramètres de l'**égaliseur**.

Personnalisation du programme


L'application Remote Plus vous permet de modifier le nom du programme, afin que vous puissiez personnaliser la signification de chaque programme pour vous. Vous pouvez modifier le nom du programme de tout programme, y compris les programmes facultatifs. Pour modifier le nom du programme :



1. Appuyez sur les **paramètres du programme (...)** dans le coin supérieur gauche de l'image du programme (ou de l'icône).



2. L'écran des paramètres du programme apparaît.
3. Appuyez sur **Modifier le nom du programme**.



4. Saisissez le nom de votre programme favori dans la case de texte et cliquez sur **Confirmer**.


Onglet Accueil – Mode Classique



Ajustement du volume de l'instrument auditif

Déplacer le curseur vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume de l'aide sur les deux oreilles.


Appuyez sur le bouton **Sourdine** (🔇) sous le curseur pour mettre en sourdine ou réactiver le volume des instruments auditifs.



Diviser le volume

Appuyez sur le bouton **Répartir le volume** (🔊) pour contrôler le volume sur chaque instrument auditif séparément.


Utilisez le curseur du volume pour modifier le volume. Appuyez sur le bouton **Joindre le volume** (🔊) pour fusionner les curseurs de volume.



Activation des pré-réglages – Confort et Clarté*

Pour le programme Automatique, vous pouvez sélectionner **Clarté**, **Confort** ou **Normal**. **Clarté** est disponible pour améliorer la parole, tandis que **Confort** est utilisé pour diminuer le bruit, afin d'améliorer le confort auditif global. **Clarté** et **Confort** sont mutuellement exclusifs et ne peuvent pas être à l'état "Activé" en même temps. **Normal** est le paramètre par défaut.

* Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par tous les modèles d'instrument auditif.




Changement des programmes sur l'(les) instrument(s) auditif(s)


Appuyez sur la **flèche** à côté du nom du programme actuel pour voir tous les problèmes disponibles. Sélectionnez le programme désiré (par ex., TV Connector).

Évaluations


Lorsque Rétroactions est activée et Évaluations en fonction, vous pouvez partager vos commentaires sur votre expérience auditive avec votre audioprothésiste. Lorsqu'il est activé, vous verrez une icône avec un visage souriant au bas de l'écran Accueil.




1. Cliquez sur l'icône du (😊)sourire.



2. Choisissez positif si vous êtes satisfait ou négatif si vous ne l'êtes pas.




3. Sélectionnez la situation qui correspond le plus à celle dans laquelle vous êtes présentement.



4. Affichez un résumé de votre rétroaction et ajoutez des commentaires (facultatif). Appuyez sur le bouton **Soumettre** pour soumettre votre rétroaction à votre audioprothésiste.

Onglet Mode de vie

⚠ Les renseignements contenus dans cette section sont à des fins éducationnelles ou informationnelles uniquement. Vous ne devriez pas utiliser les renseignements affichés dans la section Mode de vie comme remplacement des conseils d'un professionnel de la santé. Si vous avez des questions concernant votre santé, ou avant de commencer un programme d'exercices, vous devriez toujours consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé.




- Environnements d'écoute
Cette section fournit un résumé du temps que vous passé dans les différents environnements que votre(vos) instrument(s) auditif(s) a détectés.
- Temps de port moyen
Il s'agit du temps moyen pendant lequel vous avez porté votre(vos) instrument(s) auditif(s) chaque jour.
- Compteur de pas
Le compteur de pas* affiche le nombre de pas que vous avez faits au cours de votre journée, comme mesuré par l'accélérateur dans votre(vos) instrument(s) auditif(s).
- Minutes actives
Les minutes actives représentent le nombre de minutes pendant lesquelles vous avez été actif au cours de la journée; par ex., marcher, courir ou effectuer une activité similaire de moyenne à intense, tout en portant votre (vos) instrument(s) auditif(s).

L'onglet **Mode de vie** vous dirige vers un écran défilant sur lequel vous voyez les données de votre instrument auditif. Vous pouvez voir les données liées à votre mode de vie, comme suivies par vos instruments auditifs, les renseignements sur vos environnements auditifs, de même que d'autres données d'activité physique.

* Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge par tous les modèles d'instrument auditif.

Onglet Dispositifs




L'onglet Dispositifs vous permet de modifier les paramètres de votre(vos) instrument(s) auditif(s).



- **Contrôle de toucher**
Il y a un capteur intégré sur certains instruments auditifs qui permet de contrôler certaines fonctionnalités d'instrument auditif par le contrôle de toucher. Voir la page 14.
- **Activation automatique**
Vous pouvez choisir si l'(les) instrument(s) auditif(s) s'activent automatiquement lorsque vous les retirez du chargeur.
- **Adaptive Bluetooth^{MD}**
Si vous avez des problèmes de qualité avec l'audio pendant les appels, désactiver cette fonctionnalité peut améliorer votre expérience.
- **Remote Adjust**
Lorsque Rétroactions est activée, vous serez en mesure de recevoir des notifications push qui contiennent des ajustements de vos instruments auditifs envoyés par votre professionnel de soins de santé.
- **Mes dispositifs**
Si vous avez des problèmes avec la connexion de votre application, vous pouvez sélectionner **Oublier les dispositifs** et essayez de les jumeler à nouveau. Si vous souhaitez connecter une paire d'instruments auditifs différente à l'application, vous devez effacer l'(les) instrument(s) auditif(s) actuellement connectés. Ensuite, vous pouvez jumeler les nouveaux dispositifs. **REMARQUE** : effacer les dispositifs éliminera la connexion entre votre(vos) instrument(s) auditif(s) et l'application.

Contrôle tactile

Si votre(vos) instrument(s) auditif(s) est(ont) doté(s) d'un contrôle tactile, vous pouvez personnaliser la manière dont votre(vos) instrument(s) auditif(s) répond(ent) à vos doubles touchers. Il y a capteur intégré sur certains instruments auditifs qui permet de contrôler certaines fonctionnalités d'instrument auditif par le contrôle tactile. L'action et la sensibilité du contrôle tactile peuvent être personnalisées comme suit :



Diffusion

Accepter/Terminer l'appel ou la diffusion – Activer/désactiver la capacité d'accepter/de terminer les appels ou de connecter à un dispositif de diffusion (par ex., TV Connector) en utilisant un toucher double. Vous pouvez utiliser le contrôle tactile seulement pour connecter un dispositif de diffusion si votre audioprothésiste a configuré vos instruments auditifs pour une connexion manuelle.

Personnaliser les actions

(configuré séparément pour l'instrument auditif gauche et droite) :

- Pause/Reprendre le média – Appuyer deux fois mettra en pause/reprendra le média lors de la diffusion.
- Assistant vocal – Appuyer deux fois activera l'assistant vocal sur votre téléphone intelligent.
- Arrêt – Appuyer deux fois n'effectuera aucune action.



Sensibilité tactile

(configurée séparément pour l'instrument auditif gauche et droite) :

- Doux – Plus sensible.
- Normal – Sensibilité par défaut.
- Ferme – Moins sensible.

Remote Adjust

Lorsque Rétroactions est activée [Rétroactions](#), vous serez en mesure de recevoir des notifications push qui contiennent des ajustements de vos instruments auditifs envoyés par votre professionnel de soins de santé.



1. Recevoir un message personnalisé de votre audioprothésiste. Cliquez sur [Voir l'ajustement](#) pour accéder à l'ajustement.


2. Ou ouvrez l'application Remote Plus et allez à [Dispositifs > Remote Adjust](#).

3. Sélectionnez l'ajustement et cliquez sur [Appliquer l'ajustement](#) et suivez les directives pour appliquer ces modifications.

4. Maintenant, les ajustements sont appliqués à vos instruments auditifs. Si vous préférez un autre paramètre, vous pouvez sélectionner un ajustement disponible et l'appliquer à vos instruments auditifs.

Onglet Soutien


L'onglet **Soutien** est l'endroit où vous pouvez trouver des renseignements à propos de vos instruments auditifs.



- Accédez aux messages de Coach
- Trouvez des conseils pour utiliser l'application Remote Plus
- Regardez des tutoriels pour vous aider à utiliser vos appareils
- Parcourez la FAQ pour obtenir des réponses aux questions les plus courantes sur vos appareils
- En savoir plus sur les autres services que vous pouvez utiliser avec vos appareils

Plus d'onglets

L'onglet **Plus** d'onglets vous permet de trouver des paramètres supplémentaires de l'application et les renseignements légaux qui y sont liés.



Mode Application

Passez entre deux modes de l'écran **Accueil** de l'application : le mode **Avancé** et le mode **Classique**. Le mode **Avancé** est idéal pour les utilisateurs qui veulent accéder aux fonctionnalités avancées et aux options de personnalisation. Le mode **Classique** est idéal pour les personnes qui veulent accéder aux fonctionnalités et aux options de base. Ce mode est recommandé pour les utilisateurs qui préfèrent une expérience plus simple.

Paramètres de vue d'ensemble

Toutes les fonctionnalités de **Rétroactions** sont activées par défaut. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités ou de désactiver entièrement **Rétroactions**. La désactivation supprimera toutes les données de **Rétroactions** précédemment téléchargées dans le nuage **Sonova** et désactivera toutes les fonctions de **Rétroactions**, y compris les messages de **Coach** et **Réglage à distance**.

Centre de notifications

Activez ou désactivez les notifications de **Coach**. Les messages de **Coach** demeureront accessibles à partir de l'onglet **Soutien** lorsque les notifications sont désactivées.

Apparence

Images du programme

Appuyez sur le bouton de basculement pour sélectionner les icônes ou les images du programme de l'application. Sélectionnez les images si vous préférez l'affichage coloré et vibrant des images du programme. Sélectionnez les icônes si vous préférez l'affichage moins coloré des icônes du programme.

Harmonisation avec l'apparence du téléphone

Harmoniser automatiquement le réglage du mode clair ou foncé de votre téléphone. La désactivation de ce paramètre vous permet de sélectionner le mode manuellement.

Analyse

Activer ou désactiver le partage des données d'utilisation. En fournissant les données d'utilisation, vous nous permettrez d'apprendre et d'améliorer le produit et les services. Nous ne vendrons jamais vos renseignements personnels à d'autres personnes, comme indiqué dans notre avis de confidentialité.

Mode Démo

Activer ou désactiver le mode **Démo**. Le mode **Démo** vous permet d'essayer l'application sans être connecté aux appareils auditifs.

Renseignements légaux

Accès légal et renseignements réglementaires liés à l'application.

REMARQUE : l'application est disponible dans différentes langues. Elle fera correspondre automatiquement la langue du système d'exploitation du téléphone. Si la langue du téléphone n'est pas prise en charge, la langue par défaut est l'anglais.

Information sur la conformité

Déclaration de conformité

Sonova AG déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les Dispositifs médicaux (UE) 2017/745.

Le guide d'utilisation, dans toutes les langues disponibles, est accessible en format électronique à partir d'une www.unitron.com/appguide.

Il est également possible d'accéder au guide de l'utilisateur directement à partir de l'application en naviguant vers la section « Plus », en sélectionnant « À propos de l'application », puis en cliquant sur le lien en bas de page pour accéder à l'aide et au soutien dans une fenêtre de navigateur externe. De là, vous pouvez naviguer vers Guides d'utilisation et faire défiler vers la page jusqu'à la section « Applications ».

Description des symboles



Avec le symbole CE, Sonova AG confirme que ce produit est conforme aux exigences du Règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745. Les chiffres après le symbole CE correspondent au code des établissements certifiés qui ont été consultés dans le cadre du règlement susmentionné.



Indique le nom du fabricant de l'instrument médical, comme défini dans le Règlement sur les dispositifs médicaux (UE) 2017/745.



Indique que l'appareil est un dispositif médical.



Indique le représentant agréé dans l'Union européenne. Le représentant agréé européen est également l'importateur vers l'Union européenne.



Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.



Ce symbole indique qu'il est important pour l'utilisateur de lire et de considérer tous les renseignements contenus dans ce mode d'emploi.



Une indication que les directives électroniques à suivre sont disponibles.



Ce symbole indique qu'il est important pour l'utilisateur de prêter attention aux avis d'avertissement pertinents mentionnés dans ce mode d'emploi.



Renseignements importants pour la manipulation et la sécurité du produit.



L'appellation commerciale et les logos BluetoothMD sont des marques déposées propriétés de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Sonova AG est faite sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.



Symbole des droits d'auteur.

Renseignements de sécurité importants

Veillez lire les renseignements de sécurité pertinents contenus dans les pages suivantes avant d'utiliser votre application.

Utilisation prévue

L'application est un logiciel indépendant destiné aux personnes qui utilisent des instruments auditifs pour sélectionner, configurer et sauvegarder les paramètres des instruments auditifs en place, accéder aux informations sur le statut ainsi que pour la communication entre la personne qui les utilise et l'audioprothésiste, le tout sans fil et sous forme visuelle.

Population de patients prévue

La population de patient prévue pour cette solution sont les utilisateurs finaux (profanes) avec une perte auditive unilatérale et bilatérale, allant de modérée à profonde, portant un instrument auditif compatible, et qui valorise la commodité, comme la capacité de contrôler les instruments auditifs à partir de leurs téléphones intelligents. L'application est prévue pour les utilisateurs âgés de 17 ans et plus. La fonctionnalité Acouphène est prévue pour les patients souffrant d'acouphène chronique à partir de 18 ans.

Utilisateur prévu

L'utilisateur prévu est la personne souffrant d'une perte auditive utilisant un dispositif compatible.

Indications

Veillez noter que les indications ne sont pas dérivées de l'application, mais des instruments auditifs compatibles. Les indications cliniques générales pour l'utilisation des instruments auditifs et des fonctionnalités Acouphène sont :

- Présence d'une perte auditive

- Uni- ou bilatérale
- De transmission, de perception ou mixte
- De légère à profonde
- Présence d'acouphène chronique (applicable uniquement pour les dispositifs qui fournissent la fonctionnalité Acouphène)

Contreindication

Veillez noter que les contre-indications ne sont pas dérivées de l'application, mais des instruments auditifs compatibles. Les contre-indications cliniques générales pour l'utilisation des instruments auditifs et des fonctionnalités Acouphène sont :

- Une perte auditive hors plage d'appareillage (par ex., gain, réponse de fréquence)
- Acouphènes aigus
- Malformation de l'oreille (par ex., canal auditif fermé, absence de pavillon)
- Perte auditive neurologique (pathologies rétrocochléaires comme un nerf auditif absent/non viable)

Les critères principaux pour référer un client en vue d'un avis médical ou d'un autre spécialiste et/ou d'un traitement sont les suivants :

- Déformation traumatique ou congénitale visible de l'oreille
- Antécédents d'écoulements actifs de l'oreille dans les 90 jours précédents
- Antécédents de perte auditive soudaine ou progressant rapidement de l'une ou des deux oreilles dans les 90 jours précédents
- Étourdissements aigus ou chroniques

- Écart aérien osseux audiométrique supérieur ou égal à 15 dB à 500 Hz, 1 000 Hz et 2 000 Hz
- Preuve visible d'une accumulation importante de cérumen ou de la présence d'un corps étranger dans le canal auditif
- Douleur ou inconfort dans les oreilles
- Aspect anormal du tympan et du canal auditif, notamment :
 - Inflammation du canal auditif externe
 - Tympan perforé
 - Autres anomalies qui, selon l'audioprothésiste, sont préoccupantes sur le plan médical

L'audioprothésiste peut décider que l'orientation n'est pas appropriée ou dans le meilleur intérêt du patient lorsque les conditions suivantes surviennent :

- Lorsqu'il existe des preuves suffisantes que la pathologie a fait l'objet d'un examen approfondi par un spécialiste et que tout traitement possible a été fourni
- La pathologie ne s'est pas aggravée ou n'a pas changé de manière significative depuis l'examen et/ou le traitement précédent
- Si le client a donné sa décision éclairée et compétente de ne pas demander un avis médical, il est possible de recommander des instruments auditifs appropriés sous réserve des considérations suivantes :
 - La recommandation n'aura aucun effet indésirable sur la santé ou le bien-être général du client
 - Les dossiers confirment que toutes les considérations nécessaires concernant l'intérêt supérieur du client ont été prises

Renseignements de sécurité importants

Veillez lire les renseignements de sécurité pertinents contenus dans les pages suivantes avant d'utiliser votre application.

Si la loi l'exige, le client a signé une décharge de responsabilité pour confirmer que l'avis de référence n'a pas été accepté et qu'il s'agit d'une décision éclairée.

Bénéfice clinique

Les applications mêmes ne fournissent pas de bénéfice clinique direct à l'utilisateur final, mais d'autres bénéfices, qui sont liés principalement à l'utilisation. Les bénéfices cliniques sont seulement fournis pas les instruments auditifs. L'application fournit les bénéfices suivants aux utilisateurs prévus :

- Donner la possibilité d'ajuster et de sauvegarder les paramètres de l'instrument auditif aux besoins individuels, dans une portée limitée, comme défini par la fixation initiale, par ex., pour répondre à des besoins spécifiques. Ceci pourrait aider à augmenter le confort auditif et la satisfaction avec les instruments auditifs dans des situations d'écoute spécifiques (par ex., en diminuant le volume sonore dans des environnements d'écoute bruyants).

Effets secondaires

Veillez noter que les effets secondaires ne découlent pas de l'application, mais des instruments auditifs compatibles. Les effets secondaires physiologiques des instruments auditifs, comme les acouphènes, les étourdissements, l'accumulation de cérumen, la pression excessive, la transpiration ou l'humidité, les ampoules, les démangeaisons et/ou les éruptions cutanées, le bouchage ou la plénitude et leurs conséquences, comme les maux de tête et/ou les douleurs aux oreilles, peuvent être résolus ou réduits par votre audioprothésiste.

Les instruments auditifs conventionnels ont le potentiel d'exposer les clients à des niveaux d'exposition sonore plus élevés, ce qui peut entraîner des décalages de seuil dans la plage de fréquences affectée par un traumatisme acoustique.

Limites d'utilisation

L'usage de l'application se limite aux capacités du/des dispositifs compatibles.

Tout incident grave qui est survenu en lien avec l'application doit être signaler au représentant du fabricant et à l'autorité compétente de l'état de résidence. « Incident grave » décrit tout incident qui, directement ou indirectement, a conduit, aurait pu conduire ou pourrait conduire à l'une des situations suivantes :

- a. le décès d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne
 - b. la détérioration grave, temporaire ou permanente de l'état de santé d'un client, d'un utilisateur ou d'une autre personne
 - c. une menace sérieuse pour la santé publique
- Pour rapporter une opération ou un événement imprévu, veuillez communiquer avec le fabricant ou un représentant.

Renseignements de sécurité importants

Veillez lire les renseignements de sécurité pertinents contenus dans les pages suivantes avant d'utiliser votre application.

Avis de sécurité

Les données des clients sont des données privées, et leur protection est importante :

- Assurez-vous que les téléphones intelligents sont à jour, selon les plus récentes mises à jour du système d'exploitation. Activation des mises à jour automatique.
- Assurez-vous que la version de votre application installée est à jour.
- Utilisez uniquement les applications authentiques Sonova provenant des magasins officiels avec vos instruments auditifs.
- Assurez-vous d'utiliser des mots de passe forts et gardez-les secrets.
- Verrouillez le téléphone avec un code NIP et/ou des données biométriques (par ex., empreinte digitale, visage) et configurez le téléphone, afin qu'il se verrouille automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.
- Assurez-vous que les applications installées ont uniquement les autorisations nécessaires.
- Évitez de créer un jumelage Bluetooth^{MD} avec vos instruments auditifs dans un espace publique. Ceci est dû au risque d'interférence indésirable provenant d'une tierce partie. Nous recommandons d'effectuer ce jumelage Bluetooth^{MD} à la maison.
- N'UTILISEZ PAS un téléphone jailbreaké ou rooté. Assurez-vous de garder les données en sécurité en tout temps. Veillez noter que cette liste n'est pas exhaustive.

- Lorsque vous transférez des données via des canaux non sécurisés, envoyez des données anonymisées ou chiffrez-les.
- Protéger les sauvegardes de données de votre téléphone intelligent non seulement des pertes de données, mais aussi du vol.
- Éliminez toutes les données d'un téléphone intelligent que vous n'utilisez plus ou qui sera éliminé.

Maintenance du logiciel

Nous suivons en permanence les commentaires du marché. Si vous rencontrez des problèmes avec la dernière version du logiciel d'appareillage, veuillez communiquer avec le représentant local du fabricant et/ou fournir une rétroaction dans l'App Store ou Google Play Store.



Le changement de réglage, par exemple la diminution du volume, la mise en sourdine de vos instruments auditifs ou l'augmentation de « Réduire le bruit », peut entraîner des dangers tels que l'impossibilité d'entendre la circulation routière.



Si les instruments auditifs ne répondent pas au dispositif en raison d'une perturbation de champ inhabituelle, éloignez-les du champ de perturbation. Activation de votre Bluetooth. Le Bluetooth doit être activé pour connecter les instruments auditifs. Si les instruments auditifs ne répondent pas, veuillez vérifier si elles sont allumées et si la pile n'est pas vide.



Les directives sont disponibles à l'adresse unitron.com/appguide et consultables dans Adobe^{MD} Acrobat^{MD} au format PDF. Pour les afficher, vous devez avoir Adobe Acrobat Reader installé. Visitez le site [Adobe.com](https://adobe.com) pour le télécharger.



Pour obtenir un exemplaire papier du mode d'emploi, veuillez communiquer avec votre représentant Unitron local. L'exemplaire sera envoyé au cours des 7 prochains jours.



Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa, Switzerland



Et importateur pour l'Union Européenne :
Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen, Germany