

Unitron-oplader Combi BTE 2 gebruikershandleiding



A Sonova brand

unitron™ Love the
experience

Hartelijk dank

Bedankt voor het kiezen van deze Unitron-oplader Combi BTE 2.

Unitron is een producent van hooroplossingen die gelooft dat mensen echt tevreden zouden moeten zijn met de gehele hoorzorgervaring, van begin tot eind. Onze geavanceerde producten, technologieën, diensten en programma's bieden u een mate van personalisatie die u nergens anders zult aantreffen. Bereid u voor op **Love the experience.™**

Deze gebruikershandleiding is voor:
Accessoires voor niet draadloos opladen



Unitron Charger Combi BTE 2
Optionele Power Pack



Uw oplader Combi BTE 2

Er is geen training nodig om met dit apparaat om te gaan.

De Unitron-oplader Combi BTE 2 is een apparaat bedoeld om oplaadbare hoortoestellen op te laden. Een hoorspecialist helpt u bij het instellen van de hoortoestellen naar uw individuele voorkeuren.

Hoorspecialist: _____

Telefoonnummer: _____

Model: _____

Serienummer: _____

Garantie: _____

Datum van aanschaf: _____

Informatie over uw oplader

- ① Lees ook de veiligheidsinformatie over het gebruik van de oplader (hoofdstuk 11).
- ① De Power Pack bevat een ingebouwde en niet-verwijderbare oplaadbare lithium-polymeerbatterij.

Apparaat

Unitron-oplader Combi BTE 2 inclusief voeding en USB-kabel (< 1 m)

De Unitron-oplader Combi BTE 2 is een apparaat bedoeld om oplaadbare hoortoestellen op te laden.

Lees de gebruikershandleiding aandachtig door om er zeker van te zijn dat u weet hoe uw oplader werkt en u er het beste uit haalt. Neem voor meer informatie over functies, voordelen, configuratie, gebruik en onderhoud of reparatie contact op met uw hoorspecialist. In het specificatieblad van uw product vindt u aanvullende informatie.

Compatibele hoortoestelmodellen


- ☐ Stride B-PR (9/7/5/3/1)
- ☐ DX Stride PR (9/7/5/3)

Inhoudsopgave


1. Uw oplader in het kort	2
2. Uw oplader voorbereiden.....	4
3. De hoortoestellen opladen	5
4. De optionele Power Pack gebruiken	11
5. Werkings-, transport- en opslagomstandigheden	13
6. Verzorging en onderhoud	14
7. Service en garantie.....	16
8. Conformiteitsinformatie.....	18
9. Informatie over en uitleg van symbolen	21
10. Gids voor probleemoplossing	24
11. Belangrijke veiligheidsinformatie	25

1. Uw oplader in het kort


Oplader




Oplader Combi BTE 2 met optionele Power Pack



micro-USB-verbinding met externe stroomadapter



Accessoires



USB-stroomadapter

Gebruik voor de oplader alleen apparatuur met een IEC 60950-1*, IEC 62368-1 en/of IEC 60601-1-certificatie met een uitgangsvermogen van 5 VDC. Min. 500 mA.


Specificatie voor voedingsadapter en oplader

Uitgangsspanning voedingsadapter:	5 VDC +/-5%, stroom 500 mA - 1 A
Ingangsspanning voedingsadapter:	100-240 VAC, 50/60 Hz, stroomsterkte 0,25 A
Ingangsspanning oplader:	5 VDC +/-5%, stroom 300 mA
Specificaties USB-kabel:	5 V min. 1 A, USB-A naar micro-USB, maximale lengte 1 m

* Opmerking: deze norm is mogelijk niet meer geldig in uw land, raadpleeg IEC 62368-1

2. Uw oplader voorbereiden

De adapter koppelen




- a) Steek het bredere uiteinde van het oplaadsnoer in de adapter.
- b) Steek het smallere uiteinde in de USB-poort van de oplader.
- c) Steek de adapter in een stopcontact.
- d) Het indicatorlampje voor opladen licht groen op als de oplader met de adapter wordt verbonden.

3. De hoortoestellen opladen

- ① Laag vermogen: U hoort twee pieptonen wanneer de batterij bijna leeg is. U hebt dan nog circa 60 minuten de tijd voordat u de hoortoestellen dient op te laden. (Dit kan verschillen, afhankelijk van de instellingen.)
- ① Laad de hoortoestellen 3 uur op voordat u ze voor de eerste keer gebruikt.
- ① De hoortoestellen moeten droog zijn, voordat ze worden opgeladen, zie hoofdstuk 6.
- ① Zorg ervoor dat u de hoortoestellen oplaadt en gebruikt in het juiste temperatuurbereik: +5 °C tot +40 °C.


Zie hoofdstuk 2 voor informatie over het instellen van de oplader.

1. Plaats de hoortoestellen in de oplaadsleuven. De hoortoestellen schakelen zichzelf automatisch uit als u ze in de oplader plaatst.



- ① Controleer of de markeringen op het linker en rechter hoortoestel overeenkomen met de markeringen voor links (blauw) en rechts (rood) naast de oplaadsleuven.

2. Het indicatielampje op de hoortoestellen geeft de laadtoestand van de batterij aan totdat de hoortoestellen volledig zijn opgeladen. Als de batterij volledig is opgeladen, blijft het indicatielampje ononderbroken groen branden.




Het opladen stopt automatisch zodra de batterijen volledig zijn opgeladen. U kunt de hoortoestellen dus gerust in de oplader houden. Het kan tot 3 uur duren voordat de hoortoestellen zijn opgeladen. De klep van de oplader kan tijdens het opladen worden gesloten.

Oplaadtijden

Indicatielampje van het hoortoestel	Oplaadstatus	Geschatte oplaadtijden
● ● ●	0-10%	
● ● ●	11-80%	30 min (30%) 60 min (50%) 90 min (80%)
● ● ●	81-99%	
■	100%	3uur

3. Verwijder de hoortoestellen uit de oplaadsleuven op de volgende manier

1. kantel de hoortoestellen voorzichtig naar achteren en
2. til ze uit de oplader.



- ① Pak niet de slangetjes vast om de hoortoestellen uit de oplader te nemen, dit kan tot beschadiging van de slangetjes leiden.


De hoortoestellen worden automatisch ingeschakeld als u ze uit de oplader neemt. Het indicatielampje begint te knipperen. Het ononderbroken groene lampje geeft aan dat de hoortoestellen klaar zijn.

Om de oplader uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.

- ① Schakel uw hoortoestellen uit voordat u ze in de losgekoppelde oplader plaatst om ze op te bergen.
- ① Sluit altijd het deksel wanneer u uw hoortoestellen oplaadt in een vochtige omgeving.
- ① Als u de oplader loskoppelt terwijl de hoortoestellen worden opgeladen, zorg er dan voor dat u de hoortoestellen uitschakelt om ontlading te voorkomen.


4. De optionele Power Pack gebruiken

1. Bevestig de Power Pack aan de onderkant van de oplader en vergrendel deze.
 2. Sluit de micro-USB aan op een externe voeding. De Power Pack en hoortoestellen worden tegelijkertijd opgeladen. Als de Power Pack is aangesloten op een externe voeding, geeft het indicatorlampje van de Power Pack de huidige laadstatus van de batterij aan.
- ① Laad de Power Pack 3 uur op voordat u de deze voor de eerste keer gebruikt.



3. Druk op de batterijcontroleknop om de resterende batterijcapaciteit van de Power Pack te controleren. De indicatorlampjes geven de status aan.

micro-USB-verbinding met externe stroomadapter



- ① Zorg ervoor dat u de Power Pack oplaadt in het juiste temperatuurbereik: +5 °C tot +40 °C.
- ① Als het apparaat is blootgesteld aan opslag- en transportomstandigheden buiten de aanbevolen gebruiksomstandigheden, wacht dan 15 minuten voordat u het apparaat aanzet.
- ① Deze lader is geclassificeerd als IP22. Dit betekent dat de lader beschermd is tegen verticaal vallende waterdruppels wanneer de lader tot 15 graden uit het horizontale vlak wordt gekanteld. Aan IP22 wordt voldaan wanneer het deksel van de lader gesloten is.

5. Werkings-, transport- en opslagomstandigheden

Zorg ervoor dat u de oplaadaccessoires gebruikt, vervoert en opslaat volgens de volgende voorwaarden:

	Werking	Transport	Opslag*
Temperatuur Maximale bereik	+5° tot +40° C (41° tot 104° F)	-20° tot +60° C (-4° tot 140° F)	-20° tot +60° C (-4° tot 140° F)
Luchtvochtigheid Maximale bereik	0% tot 85% (niet-condenserend)	0% tot 90% (niet-condenserend)	0% tot 70% (niet-condenserend)
Luchtdruk	800 hPA tot 1060 hPa	500 hPA tot 1060 hPa	500 hPA tot 1060 hPa

* Powerbank-opslag voor een jaar of langer: om schade aan de batterijcel te voorkomen, moet het maximale temperatuurbereik tussen -20° en 25° Celsius liggen en moet de batterijcel minimaal eenmaal per drie maanden worden ontladen en opgeladen.

6. Verzorging en onderhoud

Verwachte levensduur

De oplader heeft een verwachte levensduur van vijf jaar. De verwachting is dat het apparaat gedurende deze tijd veilig blijft voor gebruik.

Commerciële levensduur

Een degelijke en regelmatige verzorging van uw oplader draagt bij aan uitstekende prestaties en een lange levensduur van het product. Om een lange productlevensduur te garanderen, biedt Sonova AG een minimale onderhoudsperiode van vijf jaar na de uitfasering van de oplader. Gebruik de volgende specificaties als richtlijn. Voor meer informatie over productveiligheid, zie hoofdstuk 11.

Algemene informatie

Zorg ervoor dat de oplader wordt gebruikt en onderhouden zoals beschreven in deze gebruikershandleiding.

Dagelijks

Zorg ervoor dat de oplaadsleuven schoon zijn. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen zoals huishoudelijke schoonmaakmiddelen, zeep, enz. om uw oplader schoon te maken.

Wekelijks

Verwijder stof of vuil van de oplaadsleuven.

- ① Zorg er altijd voor dat de hoortoestellen en oplader droog en schoon zijn voordat u ze oplaadt.
- ① Zorg er altijd voor dat de oplader is losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u deze schoonmaakt.

7. Service en garantie

Lokale garantie

Vraag de hoorspecialist die u de oplader heeft verkocht naar de voorwaarden van de plaatselijke garantie.

Internationale garantie

Sonova AG biedt een beperkte internationale garantie van één jaar, geldig vanaf de aankoopdatum. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten in de oplader. De garantie is alleen van kracht als een aankoopbewijs wordt getoond.

De internationale garantie heeft geen gevolgen voor wettelijke rechten die u eventueel hebt volgens de geldende nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentengoederen.

Garantiebeperking

Deze garantie dekt geen schade ten gevolge van verkeerd gebruik of onderhoud, blootstelling aan chemicaliën of overmatige belasting. Bij schade die wordt veroorzaakt door derden of door onbevoegde onderhoudscentra vervalt de garantie. Diensten die worden verricht door een hoorspecialist in zijn of haar winkel vallen niet onder deze garantie.

Serienummer: _____

Datum van aanschaf: _____

Bevoegde
hoorspecialist (stempel/handtekening):

8. Conformiteitsinformatie

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Sonova AG dat dit product voldoet aan de vereisten van de Verordening medische hulpmiddelen (EU) 2017/745 en aan de UK Medical Device Regulation 2002.

Kennisgeving 1

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- 2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Kennisgeving 2

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Sonova AG leiden mogelijk tot het vervallen van de FCC-toestemming om dit apparaat te bedienen.

Kennisgeving 3

Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving.

Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit apparaat schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Het is echter niet gegarandeerd dat er geen interferentie in een bepaalde installatie zal optreden.

Als dit apparaat hinderlijke interferentie op radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander stroomcircuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp
- Houd tijdens het gebruik ten minste 20 cm afstand tussen de oplader en het menselijk lichaam.

Naleving emissie- en immuniteitsnormen

Emissienormen	EN 60601-1-2
	IEC 60601-1-2
	EN 55011
	CISPR11
	CISPR25
Immuniteitsnormen	EN 55025
	EN 60601-1-2
	IEC 60601-1-2
	IEC 60601-1-11
	EN 61000-4-2
	IEC 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	IEC 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	IEC 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	IEC 61000-4-5
	EN 61000-4-6
	IEC 61000-4-6
	EN 61000-4-8
	IEC 61000-4-8
	EN 61000-4-11
	IEC 61000-4-11
	IEC 60601-1
	ISO 7637-2

9. Informatie over en uitleg van symbolen



Met het CE-symbool bevestigt Sonova AG dat dit product voldoet aan de eisen van de Verordening medische hulpmiddelen MDR 2017/745



Geeft de fabrikant van het medische instrument aan, zoals gedefinieerd in de EU Verordening medische hulpmiddelen MDR 2017/745



Geeft de geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese gemeenschap aan. De EC-vertegenwoordiger is ook de importeur voor de Europese Unie.



Dit symbool geeft aan dat het voor de gebruiker belangrijk is om de relevante informatie in deze handleiding te lezen en te volgen



Dit symbool geeft aan dat het voor de gebruiker belangrijk is om de relevante waarschuwingen in deze gebruikershandleiding in acht te nemen



Belangrijke informatie over de omgang met het product en de productveiligheid



Copyright-symbool



Dit symbool geeft aan dat de elektromagnetische interferentie van het apparaat onder de door de Amerikaanse Federal Communications Commission goedgekeurde limieten valt



Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.



Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische apparaat kan worden geïdentificeerd.



Geeft aan dat het om een medisch hulpmiddel gaat



Dit symbool geeft aan dat het voor de gebruiker belangrijk is om de relevante informatie in deze handleiding te lezen en te volgen

IP22

IP-classificatie = Ingress Protection-classificatie (bescherming tegen binnendringend water). De IP22-classificatie geeft aan dat het apparaat beschermd is tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter en bovendien beschermd is tegen verticaal vallende waterdruppels wanneer de behuizing tot 15° wordt gekanteld



Geeft de temperatuurlimieten aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld



Geeft het vochtigheidsbereik aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld



Geeft het bereik van de atmosferische druk aan waaraan het medische hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld



Tijdens het transport droog houden



Het symbool van een vuilnisbak met een kruis moet u erop attenderen dat deze oplader en Power Pack niet mogen worden verwijderd als gewoon huishoudelijk afval. Breng oude of niet langer gebruikte toestellen naar een verwerkingslocatie voor elektronisch afval of lever ze in bij uw hoorspecialist. Een juiste manier van afvoeren beschermt het milieu en de gezondheid.



Regulatory Compliance Mark (RCM) is een handelsmerk voor elektrische veiligheid voor apparatuur die voldoet aan de EESS

Symbolen die alleen van toepassing zijn op de Europese adapter



Adapter met dubbele isolatie



Apparaat uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis



Scheidingstransformator, kortsluitingsbestendig

10. Gids voor probleemoplossing

Oorzaak	Mogelijke oplossing
Probleem: het opladen begint niet	
Oplader niet aangesloten op voeding	Verbind de oplader met een stroombron, zie '2. De lader voorbereiden.'
De hoortoestellen zijn niet correct in de oplader geplaatst	Plaats uw hoortoestellen correct in de oplader, zie '3. De hoortoestellen opladen.'

Voor problemen die niet in deze gebruikershandleiding voorkomen verwijzen wij u naar uw hoorspecialist.

11. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees de relevante veiligheidsinformatie en informatie over gebruiksbeperkingen op de volgende pagina's voordat u uw apparaat gebruikt.

Beoogd gebruik

De oplader is bedoeld om de batterij van de oplaadbare hoortoestellen op te laden.

De Power Pack is bedoeld om de compatibele oplader de batterij van het oplaadbare hoortoestel te laten opladen als er geen externe stroombron beschikbaar is.

Beoogde gebruiker

Bedoeld voor mensen met gehoorverlies die de compatibele oplaadbare hoortoestellen gebruiken en hun zorgverleners of hoorspecialist.

Beoogde patiëntenpopulatie

De beoogde patiëntenpopulatie is de gebruiker van de compatibele hoortoestellen.

Indicaties

Indicaties zijn niet het gevolg van de oplaadaccessoires, maar van de compatibele hoortoestellen. Algemene klinische indicaties voor het gebruik van hoortoestellen en de tinnitusfunctie zijn:

- Aanwezigheid van gehoorverlies
- Uni- of bilateraal
- Geleidend, perceptief of gemengd
- Mild tot zeer ernstig
- Aanwezigheid van chronische tinnitus (alleen van toepassing op apparaten met de tinnitusfunctie).

Contra-indicaties

Contra-indicaties zijn niet het gevolg van de oplaadaccessoires, maar van de compatibele hoortoestellen. Algemene klinische contra-indicaties voor het gebruik van hoortoestellen en de tinnitusfunctie zijn:

- Gehoorverlies valt niet binnen het aanpasbereik van het hoortoestel (d.w.z. versterking, frequentierespons)
- Acute tinnitus

- Misvorming van het oor (d.w.z. gesloten gehoorgang; afwezigheid van de oorschelp)
- Neuraal gehoorverlies (retro-cochleaire pathologieën zoals afwezige/niet-levensvatbare gehoorzenuw)

De primaire criteria voor de verwijzing van een patiënt voor een (medisch) specialistisch oordeel en/of behandeling zijn als volgt:

- Zichtbare aangeboren of traumatische misvorming van het oor;
- Geschiedenis van actieve drainage van het oor in de afgelopen 90 dagen;
- Geschiedenis van plotseling of snel progressief gehoorverlies in één of beide oren in de afgelopen 90 dagen.
- Acute of chronische duizeligheid;
- Audiometrische lucht-botspleet gelijk aan of groter dan 15 dB bij 500 Hz, 1000 Hz en 2000 Hz;
- Zichtbaar bewijs van een significante accumulatie van oorsmeer of een vreemd voorwerp in de gehoorgang;

- Pijn of ongemak in het oor;
- Abnormaal uiterlijk van het trommelvlies en de gehoorgang, zoals:
 - ontsteking van de uitwendige gehoorgang;
 - geperforeerd trommelvlies;
 - andere afwijkingen die volgens de hoorspecialist mogelijk van medisch belang zijn.

De hoorspecialist kan besluiten dat een verwijzing niet passend of in het belang van de patiënt is wanneer het volgende van toepassing is:

- Wanneer er voldoende aanwijzingen zijn dat de aandoening volledig is onderzocht door een medisch specialist en een eventuele behandeling is gegeven.
- De toestand is sinds het vorige onderzoek en/of de behandeling niet significant verslechterd of veranderd.

Als de cliënt zijn geïnformeerde en competente beslissing heeft genomen om het advies om een medisch oordeel in te winnen niet te volgen, is het toegestaan om geschikte hoortoestelsystemen aan te bevelen met inachtneming van de volgende overwegingen:

- De aanbeveling zal geen nadelige effecten hebben op de gezondheid of het algemeen welzijn van de patiënt.
- De dossiers bevestigen dat alle noodzakelijke overwegingen over de belangen van de patiënt zijn gemaakt. Indien wettelijk vereist, heeft de patiënt een disclaimer ondertekend om te bevestigen dat het verwijsadvies niet is geaccepteerd en dat het een weloverwogen beslissing is.

Klinische voordelen

De oplaadaccessoires zelf bieden geen direct klinisch voordeel. Een indirect klinisch voordeel wordt geboden doordat de oplaadbare hoortoestellen het beoogde doel kunnen bereiken.

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot de oplaadaccessoires moet worden gemeld bij de fabrikant en de bevoegde instantie in het land waarin u woonachtig bent. Een ernstig incident wordt beschreven als een incident dat direct of indirect leidt, kan hebben geleid of mogelijk kan leiden tot het volgende:

- het overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon
- de tijdelijke of permanente ernstige achteruitgang van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon
- een ernstig gevaar voor de volksgezondheid

Neem contact op met de fabrikant of een vertegenwoordiger om onverwacht functioneren of een onverwachte gebeurtenis te melden.

Let op, bijwerkingen zijn niet het gevolg van de oplader, maar van de compatibele hoortoestellen.

Waarschuwingen

- ⚠ De hoortoestellen moeten droog zijn, voordat ze worden opgeladen. Anders kan correct opladen niet worden gegarandeerd.
- ⚠ Uw hoortoestellen en de Power Pack bevatten lithium-ionbatterijen met een Watt-percentage van < 20 Wh die zijn getest volgens de UN 38.3 van het 'VN-handboek van testen en criteria' en moeten verzonden worden in overeenstemming met alle regels en voorschriften met betrekking tot de veilige verzending van lithium-ionbatterijen.
- ⚠ Gebruik de oplaadaccessoires niet in omgevingen met explosiegevaar (mijnen of industriegebieden met explosiegevaar, zuurstofrijke omgevingen of plaatsen waar met ontvlambare anesthetica wordt gewerkt). Het apparaat is niet ATEX-gecertificeerd.
- ⚠ Dek de oplader tijdens het opladen niet volledig af met bijv. een doek of iets dergelijks.
- ⚠ Het gebruik van dit apparaat naast of op andere apparatuur dient te worden vermeden, aangezien dat de werking nadelig kan beïnvloeden. Als dergelijk gebruik toch nodig is, moeten dit apparaat en de andere apparatuur in de gaten worden gehouden om te controleren of ze nog wel goed werken.

- ⚠ Het volgende is alleen van toepassing voor personen met actieve geïmplanteerde medische apparaten (bijv. pacemakers, defibrillatoren, enz.): Houd de oplader op minimaal 15 cm afstand van het actieve implantaat. Als u enige interferentie ondervindt, dient u de oplader niet langer te gebruiken en contact op te nemen met de fabrikant van het actieve implantaatsysteem. Houd er rekening mee dat de interferentie ook veroorzaakt kan worden door stroomkabels, elektrostatische ontlading, metaaldetectoren op luchthavens, enz.
- ⚠ Het gebruik van andere accessoires, omzetters en kabels dan door de fabrikant van dit apparaat meegeleverd of gespecificeerd kan leiden tot extra elektromagnetische straling of verminderde elektromagnetische immuniteit van het apparaat en mogelijk leiden tot gebrekkig functioneren.
- ⚠ Raak de contacten van de oplader niet aan wanneer deze is ingeschakeld.
- ⚠ Kabels en snoeren die rond de nek zijn gewikkeld kunnen wurgings veroorzaken. Laat het apparaat en zijn onderdelen niet onbeheerd achter bij kinderen, personen met cognitieve beperkingen of huisdieren.

- ⚠ De USB-poort van de oplader dient uitsluitend voor het omschreven doel te worden gebruikt.
- ⚠ Gebruik voor de oplader alleen apparatuur met een IEC 60950-1*, IEC 62368-1 en/ of IEC 60601-1-certificatie met een uitgangsvermogen van 5 VDC. Min. 500 mA.
- ⚠ Alleen geautoriseerd personeel mag de oplader openen in verband met mogelijk elektrisch gevaar.
- ⚠ Gebruik voor het opladen van uw hoortoestellen alleen goedgekeurde opladers en de Power Pack zoals beschreven in deze gebruikershandleiding; anders kunnen de toestellen beschadigd raken.
- ⚠ Deze oplaadbare hoortoestellen en de Power Pack bevatten lithium-ion-batterijen die als handbagage mee mogen in het vliegtuig. De Power Pack mag niet in de ingecheckte bagage worden geplaatst en mag alleen als handbagage mee.

*Opmerking: deze norm is mogelijk niet meer geldig in uw land, raadpleeg IEC 62368-1

Productveiligheid

- ① Bescherm uw oplaadaccessoires tegen hitte en zonlicht (laat ze nooit in de buurt van een raam of in de auto liggen). Maak de oplaadaccessoires nooit droog in een magnetron of met andere opwarmende apparatuur (vanwege brand- en explosiegevaar). Vraag uw hoorspecialist naar geschikte droogmethoden.
- ① Plaats de laadaccessoires niet in de buurt van een inductiekookoppervlak. Geleidende structuren in de laadaccessoires zouden inductieve energie kunnen absorberen met thermische vernietiging als gevolg.
- ① Laat uw oplaadaccessoires niet vallen! Uw oplaadaccessoires kunnen beschadigd raken als ze op een hard oppervlak vallen.
- ① De oplaadaccessoires en stroomadapter moeten worden beschermd tegen schokken. Als de oplaadaccessoires of stroomadapter na een schok beschadigd zijn, mogen ze niet meer worden gebruikt.
- ① Gebruik uw oplaadaccessoires niet in gebieden waar elektronische apparatuur verboden is.

Uw feedback

Noteer uw specifieke behoeften of problemen en neem deze mee tijdens uw eerste consult na ontvangst van uw hoortoestellen.

Dit zal uw hoorspecialist helpen om aan uw wensen te voldoen.

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

Extra aantekeningen



En importeur voor de Europese Unie:

Sonova Deutschland GmbH

Max-Eyth-Str. 20

70736 Fellbach-Oeffingen, Germany

Pat. www.sonova.com/en/intellectualproperty

Kijk voor een lijst van Unitron-distributeurs
op www.unitron.com

Distributeur

029-1301-07/v1.00/2023-08/cz © 2022 Sonova AG. All rights reserved.



Fabrikant:
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Switzerland
unitron.com



sonova

