

## Requisitos recomendados del sistema

Componente del sistema	Recomendación
Procesador	Pentium IV, 2 GHz o superior
RAM	2 GB o más
Espacio en disco duro	2 GB o más
Sistema operativo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows XP, 32, SP3 o superior</li><li>• Windows Vista, 32/64 bits, SP más reciente</li><li>• Windows 7, 32/64 bits, SP más reciente</li><li>• Windows 8, 32/64 bits, SP más reciente</li></ul>
Resolución de pantalla	1024 x 1024 píxeles
Segunda pantalla del paciente	1280 x 1024 píxeles
Tarjeta gráfica	16 millones de colores en pantalla (24 bits) o más
Unidad	DVD-ROM o CD-ROM
Puerto COM serie	Uno para HI-PRO si se usa a través de puerto COM serie

Componente del sistema	Recomendación
Puertos USB	Uno para cada propósito: <ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptador Bluetooth</li><li>• Programación adicional</li><li>• HI-PRO si se usa a través de puerto USB / HI-PRO 2</li></ul>
Interfaces de programación	<ul style="list-style-type: none"><li>• iCube</li><li>• NOAHlink</li><li>• HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO 2</li></ul>
Controlador NOAHlink	Propiedades de NOAHlink y núcleo NOAHlink: versión más reciente disponible
Conexión a Internet	Muy recomendable
Navegador	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internet Explorer® 7 o superior</li><li>• Mozilla® Firefox® 6 o superior</li><li>• Google® Chrome™ 18 o superior</li></ul>
Tarjeta de sonido	Estéreo
Sistema de reproducción	De 20 Hz a 14 kHz
Versión de NOAH	NOAH 4.4 (se requiere NOAH 3.7.1 o versión superior)

## unitron TrueFit™ software

Adaptaciones correctas. Simplificado.

Unitron TrueFit v2.4  
Guía de instalación

## Instalando software TrueFit de Unitron

1. Inserte el Disco 1 de Unitron en la unidad CD-ROM o en DVD de TrueFit de Unitron en la unidad DVD. El programa de instalación debería lanzarse automáticamente por su sistema operativo. Si no, probar lo siguiente:

Vaya a: Inicio de Windows, elija Ejecutar... inserte la información del archivo. (ej: d:\**setup.exe**, donde d: representa la letra de la unidad de CD/DVD-ROM) y pulse **OK**.

O bien

Use el exploración de Windows (Mi PC), localice el archivo **setup.exe** en su unidad CD/DVD-ROM y haga doble click en el nombre del archivo.



2. Seleccione el idioma de instalación que prefiere: Inglés, Francés, Alemán u Holandés (solo para el procedimiento de instalación).



3. Cuando la ventana de instalación de TrueFit de Unitron aparece, siga las instrucciones en la pantalla, como por ejemplo seleccionar el tipo de instalación: NOAH o Standalone.



Nota: puede que se le solicite que inserte el disco 2 de Unitron durante el proceso de instalación si ha solicitado los archivos audiovisuales o materiales de apoyo.


-  Las instrucciones están disponibles en [www.unitron.com/instr](http://www.unitron.com/instr) en formato PDF de Adobe® Acrobat®. Para visualizarlos, debe tener instalado **Adobe Acrobat Reader**. Para descargarlos vaya a [Adobe.com](http://Adobe.com).
-  Para conseguir una copia en papel de las instrucciones, póngase en contacto con Unitron utilizando los números de teléfono o direcciones que se encuentran en esta guía. Se le enviará una copia en 7 días.

## ¿Necesita ayuda?

Alemania y Representante en Europa:  
+49 711 658538 0  
Australia: 1800 212 313  
Austria: +49 711 658538 0  
Bélgica: +32 (0) 2 468 19 81  
Canadá: 1 800 265 8255  
China: +86 21 61205533  
Colombia: +57 1 2149045  
Dinamarca: +45 64 41 78 87  
EE.UU.: 1 800 888 8882  
España: +34 902 494 960

Francia: 0821 02 9000  
La India: +91-22-26871151  
Netherlands: +31 88 600 88 10  
Noruega: +47 22 47 76 30  
Nueva Zelanda: 0800 864 8766  
Reino Unido: +44 (0) 1925 247810  
Rusia: +7 495 788 02 04  
Corea del Sur: +82 2 859 4902  
Sudáfrica: (011) 467 7662/52  
Suecia: +46 (0) 8 546 20 960  
Suiza: 0800 928 801

Para los países no enumerados arriba: +1 519 895 0100

 Unitron Hearing  
20 Beasley Drive, P.O. Box 9017,  
Kitchener, ON N2G 4X1 Canada

  
0543

F/14-046 029-5861-06