

shift™

Dé el primer paso

Shift™ no se ve a simple vista, pero resulta increíble para los oídos

Puede proporcionar a los usuarios una experiencia de audición sin precedentes que incorpora tecnologías de última generación en una CRT (tecnología de receptor de canales) completamente automática y muy pequeña que eleva el estilo a un nivel totalmente nuevo.

Shift permite a los usuarios expresar su estilo personal por medio de la elección del color, aunque son prácticamente invisibles detrás de la oreja. Y con smartFocus™, una tecnología innovadora, Shift ofrece a los usuarios la ventaja de control en tiempo real para proporcionar una experiencia auditiva incomparable y un cambio que supera las expectativas.

Dé el primer paso y ofrezca a los usuarios un conjunto completo de funciones altamente avanzadas en un audífono BTE muy pequeño que hace redefinir el concepto de lo posible



imagen en tamaño real

¿Está preparado para esto?

Shift™ con estilo para Passport™ y Latitude™

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

SmartFocus™	Proporciona a los clientes un control extraordinario en tiempo real mediante la combinación de cuatro parámetros ajustables: • Estrategia de micrófono • Mejora del habla • Reducción del ruido • Ganancia global. Los parámetros son personalizables tanto en el programa autoPro4 como en el manual.
Autoaprendizaje	Aprende de manera gradual e inteligente las preferencias del cliente en el programa automático.
LearnNow™	Capta y aprende al instante las preferencias indicadas por el cliente en el programa automático. La función LearnNow está disponible con Smart Control
AutoPro4™	Mejorado – permite a los usuarios experimentar un rendimiento automático superior con transiciones rápidas y sin complicaciones. Personalización precisa del desempeño del programa automático.
Sistema de gestión del ruido de fondo	Mejorado – ofrece intensidades ajustables para suprimir varios grados el ruido de fondo y proporcionar un ajuste más útil.
Registro de datos	Mejorado – registra los datos de uso en los programas automático y manual. Los cambios de control del volumen y SmartFocus también se registran en los programas de ajuste manual y automático.

FUNCIONES ADICIONALES

20 canales
Programas automático + un máximo de 3 manuales
Esquema de procesamiento WDRC
Varias opciones de micrófono
Mejora del habla
Reducción del ruido
AntiShock™
Gestión del sonido del viento
Telebobina
MyMusic™

ACCESORIO

Smart Control

Mando a distancia que proporciona acceso a una amplia variedad de parámetros ajustables, que incluyen smartFocus y learnNow.

