

サッカー
をする



妥協のないパワー、
途切れのない人生、
それが360™の違いです

360eは確実に信頼できる性能を提供する高度から重度難聴者のために作られたスーパーパワー補聴器です。360eは120dBまでの難聴に対応し、毎日のタフなニーズに応える耐久性を備えています。

あなたのために作られました：
高度から重度難聴者のために
デザインされた補聴器

音量を上げる：ハウリングマネージャーシステム

360eには最新のハウリングマネージャーが搭載されています。このシステムは音質に影響することなく、ハウリングを瞬時に検知し抑制します。このため、ハウリング音を出して恥ずかしい思いをすることを心配せずに安心して音量を上げることが可能です。



写真のサイズは実際のサイズではありません。

360^e

パワフルな生活に妥協なし

更に利用可能なパワー、高度から重度難聴者のために作られた特別機能を搭載した360eは毎日の生活に必要な全てを提供します。この革新的補聴器は360+もあり、多様な聴き取り環境での高い性能のために更に多くの環境適応型機能を搭載しています。

360 性能早見表	360+	360e
性能特長		
難聴度	120 dB まで	120 dB まで
高度から重度難聴に適合	あり	あり
チャンネル	8	4
バンド	8	8
電池	675	675
特長のある機能		
新型ハウリングマネージャー	あり	あり
自動プログラム	あり	—
マルチバンド環境適応型指向性	あり	—
スピーチ明瞭度強化 SP	あり	—
アンチショック	あり*	あり
ベースエンハンスメント	あり	—
ノイズリダクション	あり*	あり
機能		
手動聴き取りプログラム	あり	あり
風切音マネージャー	あり	—
自動電話対応	あり	あり
自動FM対応	あり	—
データロギング	あり	あり
オプションアクセサリ		
リモコン	あり	—
直接オーディオ入力ユニット	あり	あり
ミニイヤーフック	あり	あり
いたずら防止電池ドア	あり	あり
いたずら防止音量調節カバー	あり	あり

製品登録済

途切れのない人生



www.unitronhearing.com



N J H

unitron
hearing



あなたの生活の
ために作られ
ました

人の生活には独自のリズムとペースがあります。360eは、ほこりテスト、湿度テスト、耐汗テストで証明された毎日の使用に最適な精密なデザインの耳かけ式でどんなライフスタイルにも対応できます。



360™

- 授業に出る
- 友達と昼食を食べる
- サッカーをする
- チームで祝う
- 試験勉強をする
- ジムで運動する
- 友達とコーヒーを飲む
- 朝食を食べる
- 天気予報を聞く
- 目覚ましの音で起きる

快適に過ごしてください：アンチショック

ドアがバタンと閉まる音、フォークとナイフが食器とぶつかる音等の衝撃音は非常に不快です。360eは最新の衝撃音抑制技術、アンチショックを搭載した補聴器です。アンチショックは周りの会話音と環境音を維持し、何が起きているかを把握しつつ、鍵が落ちる音や、ハイヒールで歩く音、子供のおもちゃの音等の不快な衝撃音を瞬時に抑え快適性を保ちます。

無理なく会話してください：ノイズリダクション

360e は会話音や周りで何が起きているのか把握することを妨げずに的確に背景ノイズを削減し、聞き取りの快適性を強化します。

困難な状況での聞き取りを助けます：聞き取り支援装置

360e には次のオプションがあります：
 • 直接オーディオ入力(DAI)ユニット

実生活でのストレス	360 性能表
発汗 • ジョギング • 園芸 • 湿度の高い気候での休暇	耐汗テスト：長時間汗をかいた状況をテストするために、アマゾンの熱帯雨林に匹敵する湿度と塩分がある状況に500時間放置した。 結果：360の音響性能にまったく影響がないことを確認。
ほこりとちり、及び汗 • 砂場で遊ぶ • 農業 • 工事現場で働く	ほこりテスト：長時間細かいほこりがたつ中に放置。 結果：360内にほこりの浸入がなかったことを確認。
装用と破損 • プログラムボタンを押す • 音量調節をする • 電池を取り替える	耐久テスト：音量調節とプログラムボタンを8万回押す。7300回電池ドアを開閉。 結果：すべてのメカニック機器は完全に正常で、360はまだまだ持つことを確認。
耐衝撃 • スポーツを楽しむ • 360を落としてしまう • 360が机やキッチンカウンターから落ちる	衝撃テスト：異なった角度から360を落とす。高さは6フィート(約180センチ)。 結果：360の音響に何の影響もないことを確認。