

e<sup>16</sup>



### Element™ 16 とあなた

- ▶ 沢山の異なる聴取環境で相互に影響する多忙で、活動的な方々に最適です
- ▶ あなたが自由にその瞬間を楽しむ状態にする自動的なパフォーマンス
- ▶ 音の低いおよび音の大きいスピーチに対して適切な強調を与えます
- ▶ 素晴らしい音質

element™



40年以上の間、ユニトロンヒアリング社は、聴覚低下を持つ人々の生活の改善に邁進してまいりました。我が社にとりまして、このことは高品質な聴覚の問題解決の開発を超して行く誓約を意味しております。そのことはまた、あなたが聴覚低下と聴覚器具でお持ちになる日々のチャレンジと懸念を実際に解決するために努力する新たな特徴を取り入れることも意味しております。あなたにとりまして、このことはあなたの生活において何が問題になるかに耳を傾け — そしてそれに応える — 会社であることを意味しております。

[www.unitronhearing.com](http://www.unitronhearing.com)



06-010 028-5209-17

e<sup>16</sup>



「これは、現在まで私が着けてきた補聴器の中で最上のものです。異なる環境に合わせてデザインされた異なるプログラムを選ぶこと、またこの補聴器が私にぴったりと合わせてカスタマイズされるやり方も好きです。」

— テッド・ジョンソン、両耳用 Element 16  
フルシェルパワー 着用者

element™

あなたのためのエレメント

### それは個人的な選択です

丁度全ての人の聴覚低下が一人一人異なるように、全ての人のライフスタイルと予算も異なっております。Element™ シリーズの聴覚器具は、これらの個々の方々のニーズとお好みに応えております。Element 16、Element 8 それに Element 4の3つのモデルを選択することは、あなたと、あなたの聴覚健康管理の専門家に、あなたの生活に対するElement 聴覚器具を真にパーソナライズさせます。Elementの素晴らしい音質は、最上の聴取経験を提供し、あなたが望む以上のものを聴くことができます。





### 手は自由にしておいてください

AutoPro2™ があなたの聴取環境を分析して、自動的に適応して、あなたに静かなそして騒々しい双方の状況における最良の聴取体験を提供いたします。

### すべての単語を楽しんで下さい

スピーチ音声強化LDは、聞く容易さを改善するために音の低いスピーチを識別して強調します。

### どうぞ、ドアをボタンと閉めてください

ElementのAntiShock™技術は安らぎと、会話のようなあなたがお聞きになりたい音に影響すること無く、ドアをボタンと閉めるようなあなたが聞きたくない急激な音からの防御を提供します。



### 安らぎを求めて下さい

Elementの二つのユニークな雑音マネージャーによって、背景雑音と不必要な風切音が抑圧されます。

### ここではピーピー音はありません

Elementの高機能フィードバックキャンセラーは、どの聴覚器具でも起こりえるピーピー音の不快感を防ぎます。

### 電話機を取って下さい

あなたが電話または携帯電話を取った時に、Easy-Tは電話使用に最適化されたプログラムに自動的に切り替わります。

### あなたのElement™を個性化します

あなたの聴覚健康管理の専門家は、あなたにふさわしいスタイルを選ぶお手伝いをすることが出来ます。Elementのきちんと整い、用意周到なスリムチューブ/オープンフィットスタイルについてお問い合わせ下さい\*。

\* スリムチューブ/オープンフィットの立候補は、聴覚低下に左右されます。




CIC



カナル




ハーフシェル



フルシェル



耳かけ



スリムチューブ