

e<sup>4</sup>



「1から10までの段階で、私は音質を10と評価するでしょう。音は歯切れが良く鮮明で、何でも聞くことが出来るように感じますし、またいつもチャレンジと思っているs、b、p、m、nとvのような子音を識別することが出来ます。」

— キャサリン・チャートランド、両耳用  
Element パワー 耳かけ 着用者

## それは個人的な選択です

丁度全ての人々の聴覚低下が一人一人異なるように、全ての人々のライフスタイルと予算も異なっております。Element 16、Element 8 それにElement 4の3つのモデルを選択することは、あなたと、あなたの聴覚健康管理の専門家に、あなたの生活に対するElement 聴覚器具を真にパーソナライズさせます。

### Element™ 4 とあなた

- ▶ あなたの生活時間が主に家庭、および他の静かな環境で過ごされる場合に最適です。
- ▶ 気持ちの良い聴取
- ▶ 素晴らしい音質

element™



40年以上の間、ユニトロンヒアリング社は、聴覚低下を持つ人々の生活の改善に邁進してまいりました。我が社にとりまして、このことは高品質な聴覚の問題解決の開発を超して行く誓約を意味しております。そのことはまた、あなたが聴覚低下と聴覚器具でお持ちになる日々のチャレンジと懸念を実際に解決するために努力する新たな特徴を取り入れることも意味しております。あなたにとりまして、このことはあなたの生活において何が問題になるかに耳を傾け — そしてそれに応える — 会社であることを意味しております。

[www.unitronhearing.com](http://www.unitronhearing.com)



06-010 028-5207-17

e<sup>4</sup>



element™

あなたのための エLEMENT

unitron<sup>®</sup>  
hearing



### どうぞ、ドアをボタンと閉めてください

ElementのAntiShock™技術は安らぎと、会話のようなあなたがお聞きになりたい音に影響すること無く、ドアをボタンと閉めるようなあなたが聞きたくない急激な音からの防御を提供します。



### ここではピーピー音はありません

Elementの高機能フィードバックキャンセラーは、どの聴覚器具でも起こりえるピーピー音の不快感を防ぎます。



### 安らぎを求めて下さい

Elementの二つのユニークな雑音マネージャーによって、背景雑音と不必要な風切音が抑圧されます。



### 電話機を取って下さい

あなたが電話または携帯電話を取った時に、Easy-Tは電話使用に最適化されたプログラムに自動的に切り替わります。

### あなたのElement™を個性化します

あなたの聴覚健康管理の専門家は、あなたにふさわしいスタイルを選ぶお手伝いをすることができます。Elementのきちんと整い、用意周到なスリムチューブ/オープンフィットスタイルについてお問い合わせ下さい\*。

\* スリムチューブ/オープンフィットの立候補は、聴覚低下に左右されます。



CIC




カナル



ハーフシェル



フルシェル



耳かけ



スリムチューブ