



next™

next™ 16



プライベートな時間から、生涯の思い出に残るような瞬間まで

Nextを手にした瞬間から、最善の聞こえの第一歩をスタートしたことになります。聞きたいものは個人個人ユニークです。

Nextは独自のニーズに応えることのできる補聴器です。



Nextはどこへ行っても、最も難しい状況下で優れた革新技术により聞こえをよくします。Nextは世界で最新のデジタル処理を使用しています。Nextは真に、より良く聴こえます。

どこでも一緒に Next™

ユニトロンヒヤリング社は難聴の方々の日常生活を少しでもより良いものにするために、補聴器を開発しています。

ユニトロン日本総代理店
ニュージャパンヒヤリングエイド株式会社

N J H

08-005 028-9277-17

www.unitronhearing.com



unitron
hearing 

Nextには4つの素晴らしい補聴器ラインがあります。それぞれのNextに個人のお好みとご予算に合わせたユニークな機能があります。そして軽度から高度難聴に対応します。

→16

Next 16 は活動的なライフスタイルに最適です

特長的な機能:

- 快適明瞭度バランス (C.C.バランス)
- オートプロ3自動プログラム
- 環境適応型マイク
- スピーチエンハンスメントLD
- マイミュージック
- アンチショック
- 風切音マネージャー
- 3つのマニュアルプログラム
- スマートコントロール (オプション)
- ノイズリダクション
- 新型逆位相ハウリングマネージャー



瞬時に思うまま操作してください

背景ノイズは社会生活では避けられません

快適明瞭度バランス—会話音の明瞭度を上げる、あるいは不快なノイズを下げる事が瞬時に調整可能になりました。

優れた自動機能の便利さを体験してください

異なった状況ごとに特徴のある聴き取りが必要です

オートプロ3—3つの異なった環境において最適化された設定をする自動プログラムです:環境は静かな状況、騒がしい状況、騒がしい状況下での会話の3つです。これらの異なった環境の中で着用者が動くとオートプロ3が自動的に継ぎ目なく環境を移行し、最も快適な聴き取り状態にします。

基準を設定する

Next 16 はもっとも高度なハウリング制御とノイズリダクション等の目的をかなえるための機能を備えています。Next は幅広いスタイルと色の選択があり、スタイルは超小型耳かけからオーダーメイドまでお選び頂けます。補聴器専門家があなたにぴったりあったスタイルを見つけるお手伝いをします。

混みあった場所での聴き取り

背景ノイズはグループの会話を妨げます

環境適応型マイク—走っている車のような動いている状況においても、背景ノイズを抑えて会話音に焦点を当てます。聴き取りの環境が変わるとNext 16 は自動的に聞きたい音を聞くために最も効果的なマイク設定を選びます。

音楽

音声明快でない音楽を楽しむことは困難です

マイミュージック—音楽の豊かな音色を楽しむための専用機能、お好みの音楽のタイプを設定できます。

人目につかずにワンタッチ調整

補聴器を簡単に調整したい

スマートコントロール—オプションのリモートコントロール。ボタンを触るだけで快適明瞭度バランスの調整が可能です。人目につかずにワンタッチ調整ができ、大変便利です。

耳かけ

超小型耳かけ

CIC

