



next™

next 4™

Nextは4つの素晴らしい補聴器ラインがあります。それぞれのNextに個人のお好みとご予算に合わせたユニークな機能があります。そして軽度から高度難聴に対応します。



→4

Next 4 は周囲とつながり続ける
ことを可能にします

特長的な機能:

- 4つの手動プログラム
- 固定型指向性マイク
- スピーチエンハンスメントLD
- アンチショック
- ノイズリダクション
- 風切音マネージャー
- 新型逆位相ハウリングマネージャー
- スマートコントロール (オプション)

ユニトロンヒヤリング社は難聴の方々の日常生活を少しでもより良いものにするために、補聴器を開発しています。

ユニトロン日本総代理店
ニュージャパンヒヤリングエイド株式会社

N J H

08-005 028-5279-17

www.unitronhearing.com



unitron[®]
hearing

プライベートな時間から、生涯の思い出に残るような瞬間まで

Nextを手にした瞬間から、最善の聞こえの第一歩をスタートしたことになります。聞きたいものは個人個人ユニークです。Nextは独自のニーズに応えることのできる補聴器です。

どこでも一緒に Next™



お好きな活動をお楽しみください

聴き取りのニーズは1日の中で変化します
4つの手動プログラム—電話、家族との食事、車の中でラジオを聞く、テレビを見る等の状況において最も最適な聴き取り状況を4つの個人化したプログラムの中から選択して頂けます。

グループの会話に参加してください

背景ノイズはグループの会話を妨げます
固定指向性マイク—ノイズ源が動き回っている状況においても、背景ノイズを抑えて会話音に焦点を当てます。

すべての言葉を聞いてください

低い話し声は最も聞きにくい音です

スピーチエンハンスメント—低い話し声を認識し、会話の明瞭度を改善し、ボリュームを調整することなく会話を聞きやすくします。

人目につかずにワンタッチ調整

補聴器を簡単に調整したい

スマートコントロール—オプションのリモートコントロール。ボタンに触るだけで聴き取りの好みの調整が可能です。人目につかずにワンタッチ調整ができ、大変便利です。

目的をかなえるための機能で基準を設定

Next 4は最も高度なハウリング制御とノイズリダクション等の目的をかなえるための機能を備えています。Nextは世界で最新のデジタル処理を使用しています。Nextは真に、より良く聞こえます。

あなたにぴったりのスタイルのNextが必ずあります

補聴器専門家があなたに最適なスタイルをお選びします。幅広い色の選択からお選び頂けます。

耳かけ



超小型耳かけ



CIC

