

unison™



3つに分かれた聞き取りプログラム

様々な聞き取り環境を効果的に対応するために、ユニソン6そしてユニソン3には、3つのプログラムが搭載されています。例えば、家で静かに読書を楽しむ環境から、お友達と会食に出かけるなど周囲状況が変わった際、適するプログラムに切り替えるだけで、望ましいきこえを体験して頂けます。

聞きたい音だけキャッチ

ユニソン6そしてユニソン3に搭載されているデュアル指向性マイクロホンシステムは、装用者の前方から入ってくる音声を優先して保つ一方、前方以外から入ってくる音声を抑制するため、騒がしい場所でも会話をお楽しみ頂けます。さらに、エアコンからの吹出し音など非常に小さく耳障りな音声を自動的に抑制し、話声などやや小さめな音を高めて澄んだ音質をお届けします。

ユニットロン・ヒヤリング社は、創業以来40年、難聴者の日々の暮らしの向上のために取り組んできました。ユニットロン社にとって、それは、高品質の補聴器を開発するだけでなく、聴力低下や補聴器に対する日ごろの問題やお悩みに真っ向から対処できるユニークな機能をお届けすることを意味します。また、皆様にとってその意味は、難聴者の日々の生活で何が大切かに耳を傾け、ご要望にお応えしていく会社との出会いとなります。

おなじみのユニソンだから安心

N J H

ユニットロンヒヤリング日本総代理店
本社/東京都新宿区神楽坂4-5-1
TEL 03-3269-4133
www.njha.co.jp



www.unitronhearing.jp

A/05-009 028-5123-17

unison™

やっぱり
デジタル！



unitron
hearing 

ユニソンの秘密は、 機能選択の充実

インテリジェント知覚機能

ぴったり納得行く補聴器を選ぶ理由は、難聴タイプによったり、ライフスタイルさらにお好みやご予算など、千差万別です。

高度なデジタル機能が駆使されている他に、ユニークな特徴を持つ3種類のモデルにて構成されたユニソンなら、様々なご要望にお応えできます。

ユニソン6

幅広い聞き取り環境にて、活動的なライフスタイルをお楽しみの方向き。

ユニソン3

あまり変化のない聞き取り環境にてお過ごしの方向き。

ユニソン・エッセンシャル

お求め安い補聴器をお探しの方、さらにアナログからデジタル補聴器に切り替えをご検討中の方向き。



便利でうれしい機能

ぴったりボリューム表示

控えめなビーブ音にて、正しいボリューム設定をお知らせ

アナログボリューム

デジタル式ボリュームコントロールと違い、音量最小位置及び最大位置をクリックにてお知らせ

賢い電池対策

電池消耗が近づくと、静かなビーブ音が事前警告し余裕を持った電池交換

安心スタート

スイッチしてから一瞬遅れて起動するため、不快な音に悩まされず静かにスタート

ユニソン™商品ラインアップ

耳かけ及びオーダー補聴器ともに、様々なモデルにて用意されています。聴覚専門家にご相談の上、ご要望に最も合った補聴器をお選び下さい。

心地よいきこえ

ユニソン6そしてユニソン3は、どんな補聴器からでも発生するピーピーと鳴る音(ハウリング)の抑制に常時勤め、フィット問題から生じるハウリングや、物をかんだり、帽子をかぶったりなど日常の動作から起こるハウリングにも対応します。よって、不快で気恥ずかしいハウリングに悩まされることなく、いつでもどこでも安心して補聴器を装着して頂けます。

