




Remote adjust

Remote adjust vous permet d'effectuer des modifications de réponses en fréquence et de fonctionnalités adaptatives dans le logiciel d'appareillage TrueFit. Vous pouvez également envoyer ces modifications à vos clients à distance, accompagnées d'un message personnalisé, via l'application Remote Plus*.



Une marque Sonova

Répondez à leurs besoins à distance

Les barrières telles que la distance, l'accessibilité, les horaires et les problèmes de santé ne vous empêchent plus de prodiguer des soins professionnels pratiques pour vous comme pour vos clients. Vous pouvez désormais fournir une assistance pratique et complète à distance, sans que vos clients aient à sortir de chez eux, ou sans que vous ayez à convenir d'un rendez-vous.

Une continuité des soins qui ne se limite pas au rendez-vous en centre :

- Les modifications sont effectuées à distance sans que votre client ait besoin de se présenter au centre
- Les paramètres suivants peuvent être ajustés dans n'importe quel programme automatique, manuel ou optionnel de l'application : décalage du gain, mode du microphone, réduction dynamique du bruit, amélioration de la parole, réduction du bruit, AntiShock 2, Anti Larsen et gestion du bruit du vent
- Pas besoin de vous connecter virtuellement ou de vous synchroniser avec vos clients : vous soumettez les modifications et ils peuvent les appliquer à tout moment



Les avantages pour vous...

- La possibilité de servir les clients qui ont besoin d'ajustements mineurs, et ce rapidement et efficacement
- L'opportunité de libérer des créneaux de rendez-vous



Les bénéfices pour vos clients...

- La commodité de recevoir des réglages de programmes sans devoir se rendre au centre
- L'assurance de pouvoir revenir aux paramètres précédents si les modifications apportées ne répondent pas à leurs besoins

*L'utilisation de l'application Remote Plus nécessite des aides auditives Unitron dotées de la connectivité Bluetooth®. L'application Remote Plus fonctionne sur les smartphones Apple équipés d'iOS 12 ou d'une version ultérieure, ainsi que sur les smartphones Android version 7 ou ultérieure. Le badge App Store est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

unitron Love the experience