



Fiche devis patient

Moxi Move R7

Technologie : Plateforme Discover Next**Niveau de sortie max. (dB)* :** 111/114/122/131**Gain max. (dB)* :** 46/50/58/68**Classe :** 2**Pertes auditives :** Légères à sévères**Type :** Contour RIC

*Coupleur 2cc pour écouteur S/M/P/UP



Rechargeable



Bluetooth™



Bouton poussoir



Résistant à l'eau



Performance évolutive

Caractéristiques

Performances

Canaux de réglages	16
Programmes automatiques	6
Programmes manuels	3

Environnements conversationnels



Conversation dans le calme



Conversation en petit groupe



Conversation dans le bruit



Conversation dans la foule

Environnements sans conversations



Calme



Bruit



Musique

Optimisation sonore



Amélioration de la parole	✓
Amélioration des voix douces	✓
Réducteur de bruit	✓
Réducteur de bruits impulsionnels	✓
Masqueur d'acouphènes	✓
Réducteur de bruit de vent	✓

Localisation

Localise la parole avec précision	✓
Séparation de la parole et du bruit	
Expérience d'écoute naturelle et réaliste	✓
Optimisation de la parole dans les environnements complexes	

Connectivité

Connexion TV et multimédia via le TV Connector (accessoire)	✓
Gestion des aides auditives via l'application Remote Plus	✓
Télécommande Remote Control (accessoire)	✓
Micro-cravate pour environnements complexes (accessoire)	✓
Compatible RogerDirect (accessoire)	✓

Couleurs disponibles :

Pour plus d'informations : www.unitron.com/fr

Une marque Sonova