

Fiche devis patient

Insera 600 W 312 Dir



Technologie : Plateforme Tempus

Niveau de sortie max. (dB)* : 109/115/119/127

Gain max. (dB)* : 40/50/60/70

Classe : 1

Pertes auditives : Légères à moyennes

Type : Intra-auriculaire

*Coupleur 2cc pour écouteur M/P/HP



Type de pile:
312



Bobine T



Bouton poussoir



Performance
évolutive

Caractéristiques

Performances

Canaux de réglages	10
Programmes automatiques	3
Programmes manuels	3

Environnements conversationnels



Conversation
dans le calme



Conversation
dans le bruit



Conversation
en petit groupe



Conversation
dans la foule

Environnements sans conversations



Calme



Bruit



Musique



Optimisation sonore

Amélioration de la parole	✓
Réducteur de bruit	✓
Réducteur de bruits impulsifs	✓
Masqueur d'acouphènes	✓
Réducteur de bruit de vent	✓

Localisation

Localise la parole avec précision
Isole la parole du bruit
Expérience d'écoute naturelle et réaliste
Optimisation de la parole dans les environnements complexes

Connectivité

Connexion TV et multimédia via Streamer (uTV3 ou uStream)	✓
Gestion des aides auditives via télécommande (Remote control 2)	✓
Changement de technologie après achat	✓

Couleurs disponibles :

Coloris faceplates



26
Beige



22
Cocoa



28
Marron



06
Noir*

Coloris coques



26
Beige



21
Transparent



22
Cocoa



28
Marron



Rouge
transparent
Droit



Bleu
transparent
Gauche

* Le coloris noir est une option supplémentaire pour le modèle IIC uniquement.

Pour plus d'informations : www.unitron.com/fr

Une marque Sonova