

## Fiche devis patient

## Moxi Now 600



**Technologie :** Plateforme Tempus

**Niveau de sortie max. (dB)\* :** 111/124

**Gain max. (dB)\* :** 47/57

**Classe :** 1

**Pertes auditives :** Légères à sévères

**Type :** Contour RIC

\*Coupleur 2cc pour écouteur xS/xP



Type de pile:  
10



Bouton poussoir



Résistant à l'eau



Performance  
évolutive

## Caractéristiques

## Performances

Canaux de réglages	10
Programmes automatiques	3
Programmes manuels	3

## Environnements conversationnels



Conversation  
dans le calme



Conversation  
dans le bruit



Conversation  
en petit groupe



Conversation  
dans la foule

## Environnements sans conversations



Calme



Bruit



Musique

## Optimisation sonore



Amélioration de la parole	✓
Réducteur de bruit	✓
Réducteur de bruits impulsifs	✓
Masqueur d'acouphènes	✓
Réducteur de bruit de vent	✓

## Localisation

Localise la parole avec précision
Isole la parole du bruit
Expérience d'écoute naturelle et réaliste
Optimisation de la parole dans les environnements complexes

## Connectivité

Connexion TV et multimédia via Streamer (uTV3 ou uStream)	
Gestion des aides auditives via télécommande (Remote control 2)	
Changement de technologie après achat	✓

Couleurs disponibles :

