



Fiche devis patient

Stride P Dura 600

Technologie : Plateforme Tempus

Niveau de sortie max. (dB)* : 123/131

Gain max. (dB)* : 55/63

Classe : 1

Pertes auditives : Légères à sévères

Type : Contour BTE

*Coupleur 2cc pour écouteur xS/xP



Type de pile:
13



Bobine T



Bouton poussoir



Résistant à l'eau



Performance évolutive

Caractéristiques

Performances

Canaux de réglages	10
Programmes automatiques	3
Programmes manuels	3

Environnements conversationnels



Conversation dans le calme



Conversation dans le bruit



Conversation en petit groupe



Conversation dans la foule

Environnements sans conversations



Calme



Bruit



Musique



Optimisation sonore

Amélioration de la parole	✓
Réducteur de bruit	✓
Réducteur de bruits impulsionnels	✓
Masqueur d'acouphènes	✓
Réducteur de bruit de vent	✓

Localisation

Localise la parole avec précision
Isole la parole du bruit
Expérience d'écoute naturelle et réaliste
Optimisation de la parole dans les environnements complexes

Connectivité

Connexion TV et multimédia via Streamer (uTV3 ou uStream)	✓
Gestion des aides auditives via télécommande (Remote control 2)	✓
Changement de technologie après achat	✓

Couleurs disponibles :



Pour plus d'informations : www.unitron.com/fr

Une marque Sonova