

Kompatibilitetsguide för tillbehör

Datum: September 2018

Produkt	Plattformen Tempus	Plattformen North	Plattformen Era
För brukare:			
Laddningsbara kit ¹	•	•	
Appen Remote Plus ²	•		
Appen uControl	•	•	
TV Connector ²	•		
Unitron fjärrkontroll 2	•	•	
uStream	•	•	
uDirect 3	•	•	
uTV 3 ³	•	•	•
uMic ³	•	•	•
IIC-fjärrkontroll (mikro-CIC-fjärrkontroll)	•	•	•
Fjärrkontroll			•
Smart Control-fjärrkontroll			•
uDirect 2			•
uTV 2 ³			•
För hörselverksamma:			
iCube II-programmering	•	•	•
iCube-programmering			•

¹Produktspecifikt uppladdningsbart kit tillhandahålls till Max SP R, Moxi All R, Moxi Fit R samt Stride M R.

²Kompatibel med hörapparaten Moxi All, 2.4 Ghz

³uStream, uDirect 3 or uDirect 2 required

uControl app, uStream, uDirect 3, uTV 3, uMic och fjärrkontroll för IIC (mikro CIC) är inte kompatibla med Moxi All.

Tillbehörens kompatibilitet kan även vara begränsad till produktmodell och teknisknivå.

Plattformen Tempus:		Plattformen North:		Plattformen Era:	
T Max SP	T Stride P Dura	Stride M	Moxi Dura	Moxi ²	Quantum ² non-wireless ITEs
T Max UP	T Moxi Now	Stride P	Stride wireless ITEs	Moxi ² Kiss	Quantum ² micro CIC
T Moxi All	T Moxi Kiss	Stride P Dura	Stride non-wireless ITEs	Moxi ² Dura	Max SPm
T Inera	T Moxi Fit	Moxi Now	Stride IIC	Quantum ² S	Max SP
T Stride M	T Moxi Dura	Moxi Kiss		Quantum ² HP	Shine Rev BTEs
T Stride P		Moxi Fit		Quantum ² wireless ITEs	Shine Rev ITEs

Länkningssguide för tillbehör

Produkt	uStream	uDirect 3	uDirect 2
Appen Remote Plus			
Appen uControl	Fjärrkontroll	Fjärrkontroll och Mina Omdömen	Nej
uTV 3	Streaming och laddning	Streaming och laddning	Streaming och laddning
uMic	Streaming	Streaming	Streaming
uTV 2	Streaming	Streaming och laddning	Streaming och laddning