

Översikt

	T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundCore					
SoundNav Ett automatiskt program identifierar och klassificerar ljud i alla miljöer, med fokus på konversationer.	Musik •	•			
	Buller •	•	•		
	Konversation i folksamling •	•	•		
	Konversation i liten grupp •	•	•		
	Konversation i lugn miljö •	•	•	•	
	Konversation i buller •	•	•	•	
	Lugn miljö •	•	•	•	
	Totalt antal miljöer 7	7	6	3	AutoMic
SpeechPro Ger optimal taluppfattning och lokalisering, även i de mest utmanande miljöerna.	SpeechPro •	SpeechZone= 2	SpeechZone		
	Speech Locator •	•	•		
	Speech Focus •				
	Dynamic Spatial Awareness •				
Sound Conductor Dynamisk balansering av funktioner som ger taluppfattning, komfort och ett naturligt ljud.	Forbättrad taluppfattning •	•	•	•	•
	Brusreducering •	•	•	•	•
	Adaptiv riktverkan Multiband	Multiband	Multiband	Multiband	•
Spatial Awareness Gör det enklare att lokalisera ljud och ger en mer naturlig och realistisk lyssningsupplevelse.	Spatial Awareness Dynamisk	Personanpassad	•		
	Pinna Effect •	•	•	•	•
Ljudstabilisering					
	AntiShock 2 •	•	•	•	•
	Vindkontroll •	•	•	•	•
	Återkopplingshanterare •	•	•	•	•
	Natural Sound Balance •	•	•	•	•
Upplev innovationer					
Patientinsikter	Log It All •	•	•	•	•
	Patientbetyg •	•	•	•	•
	Datalogging •	•	•	•	•
Flex	Flextrial •	•	•	•	•
	Flexupgrade •	•	•	•	•
Bekvämlighet					
	Laddningsbar •	•	•	•	•
	DuoLink •	•	•	•	•
	Telespole och easy-t •	•	•	•	•
	Binaural Telefon •	•	•	•	•
Anpassning					
	Automatisk Tillvänjningshanterare •	•	•	•	•
	MyMusic Binaural	Binaural	•	•	•
	Frekvenskompression •	•	•	•	•
	Tinnitusmasker •	•	•	•	•
	IntelliVent •	•	•	•	•
	Streamingprogram •	•	•	•	•
	Manuella program •	•	•	•	•
	NAL-NL2/NL1 och DSLv5 •	•	•	•	•
	Justerbara band 20	20	16	10	6



Produkterna visas i verklig storlek.
Kompatibiliteten kan vara begränsad beroende på produkt.