

Compatibiliteitshandleiding voor accessoires

Startdatum: Februari 2018

Product	Tempus-platform	North-platform	Era-platform
Voor cliënten:	•		
Oplaadset ¹	•	•	
Remote Plus-app ²	•		
uControl-app	•	•	
TV Connector ²	•		
Remote control 2	•	•	
uStream	•	•	
uDirect 3	•	•	
uTV 3 ³	•	•	•
uMic	•	•	•
IIC remote (micro CIC remote)	•	•	•
Remote control			•
Smart Control remote			•
uDirect 2			•
uTV 2 ³			•
Voor hoorspecialisten:			
Programmeren met iCube II	•	•	•
Programmeren met iCube			•

¹Product-specifieke rechargeable kit voor Moxi All R, Fit R en Stride M R hoortoestellen.

²Compatibel met Moxi All, 2.4 GHz hoortoestellen.

³uStream, uDirect 3 of uDirect 2 vereist.

uControl app, uStream, uDirect 3, uTV 3, uMic, en IIC remote (micro CIC remote) zijn niet compatibel met de Moxi All hoortoestellen.

De compatibiliteit van accessoires kan ook beperkt worden door de stijl van het product en het technologieniveau.

Tempus Platform-producten:		North Platform-producten:		Era Platform-producten:	
T Moxi All	T Moxi Now	Stride M	Moxi Fit	Moxi ²	Quantum ² wireless ITEs
T Insera	T Moxi Kiss	Stride P	Moxi Dura	Moxi ² Kiss	Quantum ² non-wireless ITEs
T Stride M	T Moxi Fit	Stride P Dura	Stride wireless ITEs	Moxi ² Dura	Max SPm
T Stride P	T Moxi Dura	Moxi Now	Stride non-wireless ITEs	Quantum ² S	Max SP
T Stride P Dura		Moxi Kiss	Stride IIC	Quantum ² HP	Shine Rev BTEs
				Quantum ² micro CIC	Shine Rev ITEs

Koppelingshandleiding voor accessoires

Product	uStream	uDirect 3	uDirect 2
Remote Plus-app			
uControl-app	Remote control	Remote control en Mijn Beoordelingen	Nee
uTV 3	Streaming en opladen	Streaming en opladen	Streaming en opladen
uMic	Streaming	Streaming	Streaming
uTV 2	Streaming	Streaming en opladen	Streaming en opladen