

# Guide de compatibilité des accessoires

Date d'application : Septembre 2018

Produit	Plateforme Tempus	Plateforme North	Plateforme Era
<b>A l'attention des patients :</b>			
<a href="#">Base de chargement<sup>1</sup></a>	•	•	
<a href="#">Appli Remote Plus<sup>2</sup></a>	•		
<a href="#">Appli uControl</a>	•	•	
<a href="#">TV Connector<sup>2</sup></a>	•		
<a href="#">Télécommande 2</a>	•	•	
<a href="#">uStream</a>	•	•	
<a href="#">uDirect 3</a>	•	•	
<a href="#">uTV 3<sup>3</sup></a>	•	•	•
<a href="#">uMic<sup>3</sup></a>	•	•	•
<a href="#">Télécommande micro CIC</a>	•	•	•
<a href="#">Télécommande Unitron</a>			•
<a href="#">Télécommande Smart Control</a>			•
<a href="#">uDirect 2</a>			•
<a href="#">uTV 2<sup>3</sup></a>			•
<b>A l'attention des audioprothésistes :</b>			
<a href="#">Programmation iCube II</a>	•	•	•
<a href="#">Programmation iCube</a>			•

<sup>1</sup>Base de chargement spécifique pour chacun des appareils auditifs Moxi All R, Moxi Fit R et Stride M R

<sup>2</sup>Compatible avec les appareils auditifs Moxi All, 2.4 GHz

<sup>3</sup>Accessoire uStream, uDirect 3 ou uDirect 2 requis

L'appli uControl, l'uStream, l'uDirect 3, l'uTV 3, l'uMic et la télécommande IIC (télécommande micro CIC) ne sont pas compatibles avec les appareils auditifs Moxi All

La compatibilité des accessoires peut également être limitée selon le type de produit et le niveau de technologie.

Plateforme Tempus :		Plateforme North :		Plateforme Era :	
T Max SP	T Stride P Dura	Stride M	Moxi Dura	Moxi <sup>2</sup>	Quantum <sup>2</sup> wireless ITEs
T Max UP	T Moxi Now	Stride P	Stride wireless ITEs	Moxi <sup>2</sup> Kiss	Quantum <sup>2</sup> non-wireless ITEs
T Moxi All	T Moxi Kiss	Stride P Dura	Stride non-wireless ITEs	Moxi <sup>2</sup> Dura	Max SPm
T Inera	T Moxi Fit	Moxi Now	Stride IIC	Quantum <sup>2</sup> S	Max SP
T Stride M	T Moxi Dura	Moxi Kiss		Quantum <sup>2</sup> HP	Shine Rev BTEs
T Stride P		Moxi Fit		Quantum <sup>2</sup> micro CIC	Shine Rev ITEs

# Guide de couplage des accessoires

Produit	uStream	uDirect 3	uDirect 2
<a href="#">Appli Remote Plus</a>			
<a href="#">Appli uControl</a>	Télécommande Unitron	Télécommande et Mes Evaluations	Non
<a href="#">uTV 3</a>	Transmission et chargement	Transmission et chargement	Transmission et chargement
<a href="#">uMic</a>	Transmission	Transmission	Transmission
<a href="#">uTV 2</a>	Transmission	Transmission et chargement	Transmission et chargement