

Stride Pro, Stride 800, Stride 700, Stride 600, Stride 500 ITE høreapparat produktserier



Ydeevneprofil

	Stride Pro	Stride 800	Stride 700	Stride 600	Stride 500
Kanaler	20	20	16	10	6

Særlige funktioner

SpeechZone 2*	SpeechZone 2	SpeechZone			
Binaural spatial behandling	•	•			
SoundNav	7 miljøer	6 miljøer	5 miljøer	2 miljøer	AutoMic
Sound Conductor	•	•	•	•	•
MyMusic	Automatisk binaural	Automatisk binaural	•	•	•
Binaural Telefon	•	•	•	•	
Automatisk Tilpasnings-Manager	•	•	•	•	•

Funktioner

Selvjusterende retningsbestemt	Multibånd	Multibånd	Multibånd	Multibånd	•
Pinna Effekt	•	•	•	•	•
Frekvenskomprimering	•	•	•	•	•
AntiShock	•	•	•	•	•

På alle teknologiniveauer

Log It All, Naturlig Lydbalance, dataloggning, feedbackstyring, vindkontrol, tinnitus-masker, manuelle programmer, streaming programmer, DuoLink, easy-t, IntelliVent-teknologi, plasmabelægning, telespole


Tilbehør (valgfrit)

Fjernbetjening 2, uStream, uDirect 3, uTV 3, uMic, IIC fjernbetjening


Batteristørrelse	Trådløst	Mikrofon	Fuld concha	Halv concha	Kanal	Minikanal	CIC	IIC
13	Ja	Retningsbestemt	Standard	Valgfrit	Valgfrit	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
312	Ja	Retningsbestemt	Valgfrit	Standard	Standard	N/A	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
10A	Ja	Retningsbestemt	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	Standard	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig
10A	Valgfrit	Omni	Valgfrit	Valgfrit	Valgfrit	Standard	Standard	Ikke tilgængelig
10A IIC	Ikke tilgængelig	Omni	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Ikke tilgængelig	Standard

*Fås med retningsbestemte produkter.


Tilpasningsvejledning




Moderat power



Power








High power



Super power





ANSI 3.22 2009/IEC 60118-7 2005 2 cc kobling, tekniske data

Referencetestfrekvens – IEC 60118-7 (kHz)		1.6	1.6	1.6	1.6
		OSPL₉₀			
Maksimum (dB SPL)		112	118	122	130
Nominel (dB SPL)		109	115	119	127
HFA - OSPL ₉₀ (dB SPL)		103	111	114	120
ved RTF (dB SPL)		102	109	112	125
		Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)			
Maksimum (dB)		40	50	60	70
HFA - FOG (dB)		35	46	54	62
ved RTF (dB)		34	45	53	68
		Referencetestindstilling (RTS)			
Frekvensområde (Hz)		<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Referencetestforstærkning – RTG (dB)		26	34	37	43
Aktuelt strømforbrug ved RTS (mA) 10A/312/13		1.2/1.2/1.2	1.2/1.2/1.2	1.2/1.2/1.2	--/1.2/1.2
Typisk batterilevetid (t) 10A/312/13		80/150/260	80/150/260	80/150/260	--/150/260
Ækvivalent inputstøj ved RTS (dB SPL)		19	19	19	19
Total harmonisk klirforvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)		1.0/1.5/1.0	1.0/1.0/1.0	1.0/1.0/1.0	1.0/1.0/1.0
		Induktionsspole sensitivitet (31,6 mA/m)			
HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)		86/0	94/0	96/-1	103/0
		Standard: mikrofon ved 70 dB SPL over for induktionsspole ved 100 mA/m			
		Mikrofon Induktionsspole			

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-immunitet i henhold til ANSI C63.19-2007 EMC, omni/telespole	M4/T4	M4/T4	M4/T4	M4/T4
--	-------	-------	-------	-------

IEC 60118-o OES kobling, tekniske data

Referencetestfrekvens – IEC 60118-o (kHz)		1.6	1.6	1.6	1.6
		OSPL₉₀			
Maksimum (dB SPL)		120	125	129	135
ved RTF (dB SPL)		111	118	120	133
		Fuld forstærkning (indgang 50 dB SPL)			
Maksimum (dB)		50	60	70	78
ved RTF (dB)		43	53	61	76
		Basisfrekvensrespons			
Frekvensområde (DIN 45605) (Hz)		<100 - 8000	<100 - 6800	<100 - 7700	<100 - 5000
Referencetestforstærkning – RTG (dB)		36	43	45	58
Strømforbrug ved RTG (mA) 10A/312/13		1.2/1.2/1.2	1.1/1.1/1.1	1.2/1.2/1.2	--/1.2/1.2
Typisk batterilevetid (t) 10A/312/13		80/150/260	90/160/280	80/150/260	--/150/260
Ækvivalent inputstøj ved RTG (dB SPL)		19	19	19	19
Total harmonisk klirforvrængning ved 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)		2.0/2.5/2.0	1.0/2.0/1.0	1.0/1.5/1.0	1.0/1.5/1.0
		Induktionsspolefølsomhed			
ved RTF (graf vist for 31,6 mA/m ved RTG) (dB SPL)		95	103	105	119
Maks. (1 mA/m ved fuld forstærkning) (dB SPL)		80	89	100	108
ved RTF (1 mA/m ved fuld forstærkning) (dB SPL)		73	83	91	106
		Elektromagnetisk kompatibilitet			
EMC-immunitet iht. IEC 60118-13, 2011 feltstyrke 90/50/35 V/m, omni		26/24/24	25/21/21	19/19/22	25/22/23
IRIL lavt/medium/højt bånd (dB SPL)					

Legend

- Super Power
- High Power
- Power
- Moderat Power

Test conditions

Batteristørrelse: 10A/312/13; Kilde: spænding 1,3 V Ventilation: lukket i kanalenden
 Slange 5 mm (2 cc/OES kobling) – Alle forstærkningsniveauer
 Høreapparater indstillet til Unitron TrueFit-testindstillinger. LLE tilføjes ved et niveau omkring 35 dB SPL.
 Lydtryksniveauet for disse høreapparater overstiger 132 dB SPL.
 Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationsdata uden varsel ved introduktion af forbedringer.