

Stride™ P Dura



Driven by **Tempus**

T Stride P Dura Pro, T Stride P Dura 800, T Stride P Dura 700,
T Stride P Dura 600, T Stride P Dura 500
13 BÖ hörapparatserie



Stride P Dura

SoundCore

		T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundNav	Musik	•	•			
	Buller	•	•	•		
	Konversation i folksamling	•	•	•		
	Konversation i liten grupp	•	•	•		
	Konversation i lugn miljö	•	•	•	•	
	Konversation i buller	•	•	•	•	
	Tyst	•	•	•	•	
	Antal miljöer	7	7	6	3	AutoMic
SpeechPro	SpeechPro	•	SpeechZone 2		SpeechZone	
	Speech Locator	•	•	•		
	Speech Focus	•				
	Dynamic Spatial Awareness	•				
Sound Conductor	Förbättrad taluppfattning	•	•	•	•	•
	Brusreducering	•	•	•	•	•
	Adaptiv riktverkan	Multiband	Multiband	Multiband	Multiband	•
Spatial Awareness	Spatial Awareness	Dynamic	Personalized	•		
	Pinna Effect	•	•	•	•	•

Sound Stabilization

	AntiShock 2	•	•	•	•	•
	Vindkontroll	•	•	•	•	•
	Återkopplingshanterare	•	•	•	•	•
	Natural Sound Balance	•	•	•	•	•

Upplev innovationer

Patientinsikter	Log It All	•	•	•	•	•
	Patientbetyg	•	•	•	•	•
	Datalogging	•	•	•	•	•
Flex	Flex:trial	•	•	•	•	•
	Flex:upgrade		•	•	•	•

Bekvämlighet


	DuoLink	•	•	•	•	•
	Telespole, Easy-t och Easy-DAI	•	•	•	•	•
	Binaural Telefon	•	•	•	•	

Anpassa

	Automatisk tillvänjningshanterare	•	•	•	•	•
	MyMusic	Binaural	Binaural	•	•	•
	Frekvenskompression	•	•	•	•	•
	Tinnitusmasker	•	•	•	•	•
	IntelliVent	•	•	•	•	•
	Streamingprogram	•	•	•	•	•
	Manuella program	•	•	•	•	•
	NAL-NL2/NL1 och DSLv5	•	•	•	•	•
	Justerbara band	20	20	16	10	6






Stride P Dura har IP 68

Anpassningsområde







--- Slim tube (power dome)

ANSI 3.22 2014/IEC 60118-7 2005 2 cc-koppling, teknisk data

Referenstestfrekvens – IEC 60118-7 (kHz)		1.6	1.6
		OSPL90	
Maximal (dB SPL)		123	131
HFA - OSPL90 (dB SPL)		116	122
vid RTF (dB SPL)		112	127
		Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)	
Maximal (dB)		55	63
HFA - FOG (dB)		45	52
vid RTF (dB)		41	57
		Referenstestsinställningar (RTS)	
Frekvensomfång (Hz)		<100 - 6500	<100 - 7300
Referenstestförstärkning (dB)		39	45
Strömförbrukning vid RTS (mA)		1.2	1.2
Typisk batterilivslängd (h)		260	260
Ekvivalent ingångsbrus vid RTS (dB SPL)		19	19
Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)		2.0/1.5/1.0	3.0/2.0/1.5
		Induktionsspolekänslighet (31,6 mA/m)	
HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)		99/0	105/0
		Standard: mik vid 70 dB SPL vs. induktionsspole vid 100 mA/m	
---		Mik	
---		Induktionsspole	
Elektromagnetisk kompatibilitet			
EMC-immunitet från ANSI c63.19-2011 EMC, omni/telespole		M4/T4	M4/T4

IEC 60118-o OES-koppling, teknisk data

Referenstestfrekvens - IEC 60118-o (kHz)		1.6	1.6
		OSPL90	
Maximal (dB SPL)		128	134
vid RTF (dB SPL)		120	134
		Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)	
Maximal (dB)		59	67
vid RTF (dB)		48	64
		Frekvenssvar	
Frekvensomfång (DIN 45605) (Hz)		<100 - 6500	<100 - 8000
Referenstestförstärkning (dB)		41	57
Strömförbrukning vid RTG (mA)		1.2	1.2
Typisk batterilivslängd (h)		260	260
Ekvivalent innivå för brus vid RTG (dB SPL)		19	19
Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)		2.0/1.0/1.5	4.0/2.0/1.5
		Induktionsspolekänslighet	
vid RTF (grafen visar 31.6 mA/m vid RTG) (dB SPL)		101	117
Elektromagnetisk kompatibilitet			
EMC-immunitet vid IEC 60118-13, 2011 fältstyrka		27/27/31	27/27/31
90/50/35 V/m, omni IRIL låg/medelhög/hög band (dB SPL)			

Förklaring

- Slangfäste
- Tunn ljudslang

Testförhållanden

Slangfäste: filtrerat; Batteristorlek: 13; Källa: spänning 1.3 V; Slang: längd 25 mm, diameter insida 1.93 mm
Hörapparaten inställd på Unitrons TrueFit-testinställningar. LLE appliceras på en ungefärlig nivå om 35 dB SPL.
Domer ska aldrig användas till personer med perforerad trumhinna, exponerad mellanörekavitet eller opererad hörselgång.
För sådana fall rekommenderar vi en personligt utformad insats.
Ljudtrycksnivån i dessa hörapparater överskrider 132 dB SPL.
Vi reserverar oss rätten att ändra specifikationsdata utan meddelande då förbättringar av produkten införs.