



T Stride P Pro, T Stride P 800, T Stride P 700, T Stride P 600, T Stride P 500 13 BÖ hörapparatserie



Stride P

SoundCore

		T Pro	T 800	T 700	T 600	T 500
SoundNav	Musik	•	•			
	Buller	•	•	•		
	Konversation i folksamling	•	•	•		
	Konversation i liten grupp	•	•	•		
	Konversation i lugn miljö	•	•	•	•	
	Konversation i buller	•	•	•	•	
	Tyst	•	•	•	•	
SpeechPro	Antal miljöer	7	7	6	3	AutoMic
	SpeechPro	•	SpeechZone 2		SpeechZone	
	Speech Locator	•	•	•		
	Speech Focus	•				
Sound Conductor	Dynamic Spatial Awareness	•				
	Förbättrad taluppfattning	•	•	•	•	•
	Brusreducering	•	•	•	•	•
Spatial Awareness	Adaptiv riktverkan	Multiband	Multiband	Multiband	Multiband	•
	Spatial Awareness	Dynamic	Personalized	•		
	Pinna Effect	•	•	•	•	•

Sound Stabilization

	AntiShock 2	•	•	•	•	•
	Vindkontroll	•	•	•	•	•
	Återkopplingshanterare	•	•	•	•	•
	Natural Sound Balance	•	•	•	•	•

Upplev innovationer

Patientinsikter	Log It All	•	•	•	•	•
	Patientbetyg	•	•	•	•	•
	Datalogging	•	•	•	•	•
Flex	Flex:trial	•	•	•	•	•
	Flex:upgrade		•	•	•	•

Bekvämlighet


	DuoLink	•	•	•	•	•
	Telespole och Easy-t	•	•	•	•	•
	Binaural Telefon	•	•	•	•	

Anpassa

	Automatisk tillväjningshanterare	•	•	•	•	•
	MyMusic	Binaural	Binaural	•	•	•
	Frekvenskompression	•	•	•	•	•
	Tinnitusmasker	•	•	•	•	•
	IntelliVent	•	•	•	•	•
	Streamingprogram	•	•	•	•	•
	Manuella program	•	•	•	•	•
	NAL-NL2/NL1 och DSLv5	•	•	•	•	•
	Justerbara band	20	20	16	10	6


Stride P har IP 68

Anpassningsområde



--- Slim tube (power dome)

ANSI 3.22 2014/IEC 60118-7 2005 2 cc-koppling, teknisk data



Referenstestfrekvens – IEC 60118-7 (kHz)

2.5

1.6

OSPL90

Maximal (dB SPL)

126

131

HFA - OSPL90 (dB SPL)


111

125

vid RTF (dB SPL)

110

125



Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)

Maximal (dB)

58

66

HFA - FOG (dB)


51

58

vid RTF (dB)

49

60



Referenstestsinställningar (RTS)

Frekvensomfång (Hz)

<100 - 4600

<100 - 5300

Referenstestförstärkning (dB)

34

48

Strömförbrukning vid RTS (mA)

1.15

1.15

Typisk batterilivslängd (h)

270

270

Ekvivalent ingångsbrus vid RTS (dB SPL)


18

19

Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)

0.2/0.2/0.5

1.7/1.2/0.7




Induktionsspolekänslighet (31,6 mA/m)

HFA SPLITS/STS-RSETS (dB SPL/dB)

94/0

108/0



Standard: mik vid 70 dB SPL vs. induktionspole vid 100 mA/m

--- Mik

--- Induktionspole


Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-immunitet från ANSI c63.19-2011 EMC, omni/telespole

M4/T4

M4/T4

IEC 60118-o OES-koppling, teknisk data



Referenstestfrekvens - IEC 60118-o (kHz)

2.5

1.6

OSPL90

Maximal (dB SPL)


130

135

vid RTF (dB SPL)

119

132



Maxförstärkning (innivå 50 dB SPL)

Maximal (dB)


62

71

vid RTF (dB)

60

68



Frekvenssvar

Frekvensomfång (DIN 45605) (Hz)

<100 - 5300

<100 - 6500

Referenstestförstärkning (dB)

44

57

Strömförbrukning vid RTG (mA)

1.15

1.15

Typisk batterilivslängd (h)

270

270

Ekvivalent innivå för brus vid RTG (dB SPL)


19

19

Total harmonisk distorsion vid 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%)

0.5/0.5/0.9

1.3/1.0/1.0



Induktionsspolekänslighet

vid RTF (grafen visar 31.6 mA/m vid RTG) (dB SPL)

104

117

Elektromagnetisk kompatibilitet

EMC-immunitet vid IEC 60118-13, 2011 fältstyrka

24/19/19

24/19/19

90/50/35 V/m, omni IRIL låg/medelhög/hög band (dB SPL)

Förklaring

— Slangfäste
— Tunn ljudslang

Testförhållanden

Slangfäste: filterat; Batteristorlek: 13; Källa: spänning 1.3 V; Slang: längd 25 mm, diameter insida 1.93 mm
Hörapparaten inställd på Unitrons TrueFit-testinställningar. LLE appliceras på en ungefärlig nivå om 35 dB SPL.
Domer ska aldrig användas till personer med perforerad trumhinna, exponerad mellanörekavitet eller opererad hörselgång.
För sådana fall rekommenderar vi en personligt utformad insats.
Ljudtrycksnivån i dessa hörapparater överskrider 132 dB SPL.
Vi reserverar oss rätten att ändra specifikationsdata utan meddelande då förbättringar av produkten införs.